Tischautoklav ohne Heizung



- **Temperatur: 127°C max**
- **Druck : 1,5 Bar**
- **2 Modelle zur Auswahl : 8 oder 22 Liter**
  - 8 Liter : Ø Öffnung 238 mm, Nutzhöhe : 196 mm
  - 22 Liter : Ø Öffnung 238 mm, Nutzhöhe : 330 mm

Autoklaven (werden ohne Korb geliefert)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
771702	Tischautoklav ohne Heizung - 8 l	AA -
771700	Tischautoklav ohne Heizung - 22 l	AA -

Autoklaven (mit Korb geliefert)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
771706	Tischautoklav mit Korb - 8 l	AA -
771705	Tischautoklav mit Korb - 22 l	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
771703	Korb für Tischautoklaven ohne Heizung 8 Liter	AA -
771701	Korb für Tischautoklaven ohne Heizung 22 Liter	AA -

Autoklaven CertoClav Vacuum Pro



- **3 Volumina**
- **Tischautoklav**
- **Mit internem Reservoir oder Anschlusstechnik für den Anschluss an das Wassernetz**
- **Zuführung nur mit destilliertem Wasser**
- **11 vorinstallierte Programme**
- **1 Benutzerprogramm**
- **Certocloud-Software zur automatischen Speicherung von Autoklavierzyklen / -berichten**
- **Verfolgung des Zyklus in Echtzeit auf PC, Tablet, Smartfon**
- **Verbindung über Bluethooth oder Ethernet**
- **USB-Anschluss zum Abrufen von Autoklavierungsprotokollen**
- **Integrierte Vakuumpumpe**
- **Integrierte Produktsonde**

Volumen	12	22	45
Durchmesser der Kammer	20 cm	25 cm	31,9 cm
Höhe der Kammer	36 cm	45 cm	61,7 cm
Netto Gewicht	51 kg	55 kg	120 kg
Bruttogewicht	59 kg	63 kg	131 kg
Geliefert mit	3 Tabletts, 1 Tablettenhalter		
Display	7"		
Sterilisationstemperatur	105 bis 136 °C		
Garantie	2 Jahre		
Art. Nr.	**432039**	**432033**	**432040**
CHF	AA -	AA -	AA -

Körbe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
432048	Edelstahldrahtkorb für Autoklaven 12 Liter	AA -
432049	Edelstahldrahtkorb für Autoklaven 22 Liter	AA -
432050	Edelstahldrahtkorb für Autoklaven 45 Liter	AA -
432056	Edelstahldrahtkorb mit Auffangschale für Autoklaven 12 Liter	AA -
432052	Edelstahldrahtkorb mit Auffangschale für Autoklaven 22 Liter	AA -
432047	Edelstahldrahtkorb mit Auffangschale für Autoklaven 45 Liter	AA -

Plattformset

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
432042	Set mit 3 Tabletts für 12-Liter-Autoklaven	AA -
432055	Set mit 3 Tabletts für 22-Liter-Autoklaven	AA -
432044	Set mit 3 Tabletts für 45-Liter-Autoklaven	AA -