23- und 85-Liter-Autoklaven mit manueller Tür

- Halbautomatische Autoklaven
- Kammer aus Edelstahl AISI 316
- Mit Tablett komplett aus Edelstahl
- Manometer Druck
- Wahl von Temperatur und Dauer (elektronischer Timer)
- Regulierung durch Druck
- Akustisches Signal zur Ankündigung des Programmendes

Automatische Autoklaven :

- Ausgestattet mit einem PT100 Intracharge-Temperatursensor
- LCD-Display mit Anzeige von Druck, Temperatur, Uhrzeit und Fehlermeldungen
- 6 Standardprogramme
- Digitale Anzeige der Sterilisationszeit
- Optional: Thermodrucker



950476

NEU



950760

Modell	23 Liter		85 Liter		
Typ	Horizontal		Horizontal	Vertikal	
	Halbautomatisch	Automatisch	Halbautomatisch	Halbautomatisch	Automatisch
Maße In. (Ø x T) (cm)	25 x 42		38 x 69	38 x 68	38 x 68
Außenmaße (L x H x T) (cm)	51 x 36,5 x 54,5		66 x 52,5 x 87,5	65 x 92,5 x 50	65 x 95 x 50
Wasser auffüllen	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisiert	Manuell oder automatisierbar
Intracharge-Temperatursensor	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Kapazität in Erlenmeyerkolben					
250 ml	9	9	30	48	48
500 ml	4	4	20	21	21
1000 ml	-	-	12	8	8
2000 ml	-	-	6	6	6
3000 ml	-	-	4	4	4
5000 ml	-	-	-	1	1
Kapazität in Schott-Duran-Flaschen					
250 ml	12	12	37	72	72
500 ml	9	9	28	33	33
1000 ml	-	-	18	16	16
2000 ml	-	-	10	8	8
5000 ml	-	-	4	2	2
Heizleistung (KW)	2,2		4,8	6	6
Stromversorgung	220 V + N+T		380 V / 50 Hz / 3 ph + N + T		
Gewicht (kg)	35		98	110	110
Art. Nr.	**950476**	**950591**	**950369**	**950754**	**950760**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Thermodrucker Optionen

Für Modell	23 Liter Horizontal automatisch	85 Liter Vertikal automatisch
Art. Nr.	**950770**	**950771**
CHF	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Außenmaße B x H x T / Ø x H (cm)	Max. Anzahl Elemente pro Autoklav	CHF
Für Modell 23 l				
950769	Maschenkorb aus Edelstahl	40 x 17 x 14	1	**AA -**
950475	Voller Behälter aus Edelstahl	40 x 17 x 14	1	**AA -**
Für Modell 85 l horizontal				
950325	Maschenkorb aus Edelstahl	68 x 22,5 x 26	1	**AA -**
950328	Voller Behälter aus Edelstahl	68 x 22 x 26	1	**AA -**
Für Modell 85 l vertikal				
950332	Hoher Maschenkorb aus Edelstahl	35,7 x 33	2	**AA -**
950333	Niedriger Edelstahlmaschen-Korb	35,7 x 22	3	**AA -**
950337	Voller hoher Edelstahlbehälter	36,6 x 33	1	**AA -**
950338	Voller mittlerer Behälter aus Edelstahl	36,6 x 22	2	**AA -**
950461	Voller niedriger Behälter aus Edelstahl	36,6 x 18	3	**AA -**

Autoklavenreiniger

- Schwache Säure zur Verwendung in verdünnter Form zum Reinigen von Autoklaven
- Zur Verwendung an Wänden und auch zum Reinigen von Wasserbehältern

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
032204	Autoklav-Reiniger 1 l	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com