Tuttnauer Tischautoklav 28 Liter



- Autoklav 28 l, horizontales Modell
- 2 flexible PT100-Temperatursensoren
- 30 Programme, davon 20 anpassbar
- Manuelles Auffüllen mit entmineralisiertem Wasser
- Automatische Entleerung
- Wird mit einem Edelstahltablett geliefert

Modell	2840 EL-D	2840 ELCG-D
Volumen (Liter)	28	
Innenmaße (Ø x T) (mm)	280 x 400	
Außenmaße (B x H x T)(mm)	530 x 440 x 760	
Schnelles Abkühlen*	Nein	Ja
Dampferzeuger	Nein	Ja
Stromversorgung	220 Volt	
Art. Nr.	**950571**	**950370**
CHF	**AA -**	**AA -**

Tuttnauer-Autoklaven 31 bis 160 Liter



- Volumen von 31 l bis 160 l
- Geliefert mit Tablett (horizontales Modell)
- Mit Körben zu ergänzen
- Benötigen enthärtetes Wasser oder Osmosewasser
- Abkühlung des Kondensats
- 1 Druck- und 2 Temperatursonden
- Bis zu 20 Programme, davon 14 anpassbar

TIPP



Für Installation, Qualifikation oder ein anderes Modell wenden Sie sich bitte an uns

Horizontale Modelle

Modell	3850 EL-D	3850 ELPV-D	3870 EL-D	3870 ELPV-D	3870 ELCPV-D	5075 EL-D	5075 ELPV-D	5075 ELCPV-D
Volumen (Liter)	65		85			160		
Innenmaße (Ø x T) (mm)	380 x 500	381 x 500	380 x 690			500 x 750		
Außenmaße (B x H x T)(mm)	720 x 540 x 765		720 x 540 x 940			860 x 740 x 1120		
Schnelles Abkühlen*	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Vakuumpumpe	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Stromversorgung	220 Volt		380 Volt Tri + N + T					
Art. Nr.	**950478**	**950548**	**950380**	**950584**	**950342**	**950347**	**950376B**	**950494**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Vertikales Modell :

Modell	2840 ELV-D	3850 ELV-D	3850 ELVC-D	3870 ELV-D	3870 ELVCPV-D	3870 ELVCPVG-D	5075 ELV-D	5075 ELVCPV-D	5075 ELVCPVG-D
Volumen (Liter)	31	65		85			160		
Innenmaße (Ø x T) (mm)	280 x 460	380 x 500		380 x 690			500 x 750		
Außenmaße (B x H x T)(mm)	540 x 980 x440	730 x 1000 x 540		730 x 1000 x 540		730 x 1000 x 700	870 x 1090 x 770		
Schnelles Abkühlen*	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Vakuumpumpe	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
Dampferzeuger	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Stromversorgung	220 Volt	380 Volts tri + N + T		380 Volts tri + N + T			380 Volts tri + N + T		
Art. Nr.	**950372**	**950496**	**950557**	**950287**	**950349**	**950574**	**950354**	**950355**	**950356**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**