Horizontale Autoklaven auf Kasten

- **Ladung von vorne**
- **Wird mit einem Tablett aus komplett rostfreiem Stahl geliefert**
- **Mit Vakuumpumpe, beschleunigter Kühlung und integriertem Dampferzeuger**
- **Automatisches Befüllen und Entleeren**
- **Auf Rädern**
- **Ladewagen mit optionalem Sockel**
- **Viele weitere Optionen, bitte fragen Sie uns**



Modell	3870 ELCPVG-D	5075 ELCPVG-D
Volumen (Liter)	85	160
Innenmaße (Ø x T) (mm)	380 x 690	500 x 750
Außenmaße (B x H x T) (mm)	730 x 1366 x 1190	870 x 1578 x 1175
Schnelles Abkühlen*	Ja	Ja
Vakuumpumpe	Ja	Ja
Dampferzeuger	Ja	Ja
Stromversorgung	380 Volts tri + N + T	
Art. Nr.	**950495**	**950348**
CHF	**AA -**	**AA -**



Sie wissen nicht, welchen Autoklaven Sie wählen sollen? Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für eine individuelle Studie

Horizontale großvolumige Autoklaven von 250 bis 1000 Litern

Für alle Anwendungen im Labor (F&E, Qualität, Produktion...)

- **Ergonomisches Laden**
- **Einfache oder Doppeltür (P2, P3)**
- **Kammer und Doppelwand aus Edelstahl 316L**
- **Quadratische oder rechteckige Kammer je nach Modell**
- **Touchscreen 7“**
- **3 Temperatursensoren**
- **Verschiedene Tools zur Rückverfolgbarkeit verfügbar: Drucker, USB, PC, CRF21-part11...**
- **Mehrere mögliche Beladungssysteme: Wagen, Sockel, Körbe, ausziehbare Regale**

Alle Tuttnauer-Autoklaven werden nach den strengsten europäischen und internationalen Richtlinien entwickelt und hergestellt.





Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com