Trockenschüttelbäder ThermoMixer Eppendorf

- **Präzise und gleichmäßige Temperaturregelung, optimiert mit dem Beheizten Deckel Thermotop zur Vermeidung von Kondenswasserbildung**
- **2D Mix-Control-Technologie für eine perfekt ebene Rührbewegung**
- **Tasten für den Schnellzugriff auf die häufigsten Temperaturen**
- **2 Jahre Garantie**



Beheizte Trockenschüttelbäder ThermoMixer F und FP

- **Vormontierter fester Block**

Heizendes und kühlendes Trockenbad mit Rührwerk ThermoMixer C

- **Programmierung bis zu 4 Schritten**
- **Wird ohne Ständer geliefert, mit einem SmartBlock nach Wahl zu ergänzen**

Modell	ThermoMixer C	ThermoMixer F 0.5	ThermoMixer F 1.5	ThermoMixer F 2.0	ThermoMixer FP
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 3000	300 - 2000	300 - 1500		300 - 2000
Orbit (mm)	3				
Temperaturbereich (°C)	RT. -15 bis +100 °C	RT. +4 bis +100 °C			
Genauigkeit (°C)	±0,5			±1	
Gleichmäßigkeit (°C)	±0,5				
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	7 °C/min	15 °C/min	11 °C/min	13 °C/min	18 °C/min
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	2,5 °C/min	-			
Standard-Kapazität	Ohne SmartBlock	24 Mikroröhrchen 0,5 ml	24 Mikroröhrchen 1,5 ml	24 Mikroröhrchen 2,0 ml	1 Mikroplatte oder 1 Deepwell-Platte
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar	Kontinuierlich			
Timer	15 s bis 99h30 min	-			
Programmierbar	Bis zu 4 Schritte	-			
Maße (L x T x H) (mm)	206 x 304 x 136	206 x 304 x 163	206 x 304 x 170		206 x 304 x 164
Gewicht (kg)	6,3	6,2	6,3		6,1
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 90 % RH				
Art. Nr.	**035963**	**933118**	**035965**	**933119**	**035966**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

SmartBlocks

- **Integrierter Temperatursensor für die Temperaturkontrolle**
- **QuickRelease-System für einen einfachen und sicheren Schnellwechsel des Blocks**



Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Kompatibilität: Deckel	Kompatibilität: ThermoTop	Kompatibilität: Transfer-Rack	CHF
035967	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035968	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035969	Mikroröhrchen 2 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035970	Mikroröhrchen 5,0 ml	8	-	-	-	**AA -**
035971	Konische Zentrifugenröhrchen 15 ml	8	-	-	-	**AA -**
035972	Konische Zentrifugenröhrchen 50 ml	4	-	-	-	**AA -**
035973	Röhrchen ø 12 mm	24	-	-	-	**AA -**
035974B	Kryoröhrchen 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	**AA -**
035975	SBS-Mikroplatte oder DeepWell-Platte	1	Inklusive	x	-	**AA -**
035976	PCR-Platte mit 96 Wells oder Streifen	1	Inklusive	x	-	**AA -**
035977	384-Well PCR-Platte	1	Inklusive	x	-	**AA -**
933820	Deepwell-Platte mit 96 Wells 500 µl	1	Inklusive	x	-	**AA -**
933819	Deepwell-Platte mit 96 Wells 1000 µl	1	Inklusive	x	-	**AA -**

ThermoTop beheizter Deckel

- **Ohne Anschluss, automatische Erkennung durch das Gerät**
- **Optimiert die Gleichmäßigkeit der Temperatur**
- **Begrenzt die Verdunstung von Proben**
- **Verhindert Kondensation an der Röhrchenwand**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
035979	ThermoTop beheizter Deckel	**AA -**
035978	Isolierender Deckel ohne Erwärmung	**AA -**

SmartExtender

- **Zusatzmodul ohne Schütteln**
- **Für die Inkubation von 12 Röhrchen 1,5ml**
- **Unabhängige Temperaturkontrolle**
- **Einfache Montage ohne Werkzeug**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
5322000008	SmartExtender-Modul 12 Röhrchen 1,5 ml	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com