
Trockenes Schüttelbad wärmend und/oder kühlend

MultiTherm trockene Schüttelbäder





➤ **Lieferung ohne Block, muss separat bestellt werden**

Modell	MultiTherm Heizend	MultiTherm heizend/kühlend
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	200 - 1500	
Orbit (mm)	2	
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100 °C	RT. -20 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	±1,0	
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5 °C/min	
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	-	2,5 °C/min
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer	
Timer	1 min bis 99h59 min	
Maße (L x T x H) (mm)	210 x 290 x 210	
Gewicht (kg)	8	
Nutzungsbedingungen	+5 bis +30 °C / 70 % RH	
Art. Nr.	**060937**	**060936**
CHF	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060938	PCR-Platte oder 96 PCR-Röhrchen 0,2 ml	1	**AA -**
060939	Mikroröhrchen 0,5 ml	54	**AA -**
060940	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 1,5 ml	15 20	**AA -**
060941	Mikroröhrchen 1,5 ml	35	**AA -**
060942	Mikroröhrchen 2,0 ml	35	**AA -**
060943	Röhrchen Ø12 mm	24	**AA -**
060944	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
060945	50 ml Zentrifugenröhrchen	6	**AA -**
062538	SBS-Mikroplatte	1	**AA -**
062539	Deepwell-Platte	1	**AA -**
062540	2-ml-Röhrchen Typ Kolben HPLC 12 x 32 mm	24	**AA -**
062541	Flüssigkeit oder Beads (Innenmaße Int. 101 x 66 x 25 mm)	1	**AA -**

Beheizte und/oder gekühlte Schütteltrockenbäder MH100-Pro & HCM100-Pro



➤ **Lieferung ohne Block, muss separat bestellt werden**

Modell	HM100-Pro	HMC100-Pro
Schnittstellen	Digital	
Geschwindigkeit (rpm)	300 - 1500	
Orbit (mm)	3	
Temperaturbereich (°C)	RT. bis +100°C	RT. -15 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	±0,5	
Gleichmäßigkeit (°C)	±0,5	
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5,5 °C/min	
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	-	< RT. : 0,5 °C/min > RT. : 5 °C/min
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar	
Programmierbar	9 speicherbare Programme, bis zu 6 Schritte	
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 235 x 120	
Gewicht (kg)	7,3	

Geräte + Blöcke und Blöcke einzeln



Kompatibilität	Kapazität	HM100-Pro + Block Art. Nr.	HM100-Pro + Block CHF	HCM100-Pro + Block Art. Nr.	HCM100-Pro + Block CHF	Block einzeln Art. Nr.	Block einzeln CHF
Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**861184V1**	**AA -**	**861183V1**	**AA -**	**861197**	**AA -**
Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**861184V2**	**AA -**	**861183V2**	**AA -**	**861198**	**AA -**
Mikroröhrchen 2 ml	24	**861184V3**	**AA -**	**861183V3**	**AA -**	**861199**	**AA -**
Mikroröhrchen 5 ml	8	**861184V4**	**AA -**	**861183V4**	**AA -**	**861230**	**AA -**
15 ml Zentrifugenröhrchen	8	**861184V5**	**AA -**	**861183V5**	**AA -**	**861231**	**AA -**
50 ml Zentrifugenröhrchen	4	**861184V6**	**AA -**	**861183V6**	**AA -**	**861232**	**AA -**
Mikroplatte	1	**861184V7**	**AA -**	**861183V7**	**AA -**	**861233**	**AA -**
PCR-Platte 0,2ml 96 Wells	1	**861184V8**	**AA -**	**861183V8**	**AA -**	**861234**	**AA -**