# Heizende Trockenbäder mit festem Block

## Trockenbäder mit festem Block BTD Grant-Bio




| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Digital |
| Temperaturbereich (°C) | RT. +5 bis +100 °C |
| Genauigkeit @ 37 °C | ± 0,1 |
| Gleichmäßigkeit @37 °C | ± 0,1 |
| Aufheizgeschwindigkeit von 25 bis 37°C<br>Aufheizgeschwindigkeit von 25 bis 100°C | 4 min<br>15 min |
| Standard-Kapazität | 24 Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml<br>15 Mikroröhrchen 0,5 ml<br>10 Mikroröhrchen 0,2 ml |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 1 min bis 96 h |
| Maße (L x T x H) (mm) | 210 x 230 x 110 |
| Gewicht (kg) | 2,8 |
| **Art. Nr.** | **144327** |
| **CHF** | **AA -** |

## Trockenbad mit festem Block Accublock Mini




➤ **Kommt mit Transfer-Rack für die einfache Ablage und Entnahme aller Röhrchen**

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | Digital |
| Temperaturbereich (°C) | RT. +5 bis +100 °C |
| Genauigkeit (°C) | ± 0,2 |
| Gleichmäßigkeit (°C) | ± 0,2 |
| Standard-Kapazität | 15 Mikroröhrchen 1,5 ml |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer |
| Timer | 1 min bis 19h59 min |
| Maße (L x T x H) (mm) | 140 x 120 x 60 |
| Gewicht (kg) | 1,3 |
| **Art. Nr.** | **096623** |
| **CHF** | **AA -** |

# Trockene Heiz- und/oder Kühlbäder mit festem Block

## Trockene Heiz- & Kühlbäder mit festem Block PCH Grant-Bio




| **Modell** | PCH-1 | PCH-2 | PCH-3 |
|---|---|---|---|
| Schnittstellen | Digital | | |
| Temperaturbereich (°C) | -10 bis +100 °C | | |
| Genauigkeit (°C) | ± 0,1 | | |
| Gleichmäßigkeit (°C) | ± 0,1 | | |
| Aufwärmgeschwindigkeit 25 bis 37°C<br>Aufwärmgeschwindigkeit 25 bis 100°C | 3 min<br>16 min | | |
| Abkühlungsgeschwindigkeit 100 bis -10°C<br>Abkühlungsgeschwindigkeit 25 bis -10°C | 28 min<br>21 min | | |
| Standard-Kapazität | 12 Mikroröhrchen 1,5 ml und 20 Mikroröhrchen 0,5 ml | 20 Mikroröhrchen 1,5 ml | 20 Mikroröhrchen 2,0 ml |
| Betriebsarten | Kontinuierlich oder Timer | | |
| Timer | 1 min bis 96 h | | |
| Maße (L x T x H) (mm) | 260 x 240 x 165 | | |
| Gewicht (kg) | 3,2 | | |
| **Art. Nr.** | **144212** | **144213** | **144848** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |