Heizende Trockenbäder Kapazität mini

Trockenbäder MD Mini

- **Ohne Block einsetzbar als Wasserbad oder Beadbad**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Schnittstellen	Digital
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +100 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,25
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,2
Standard-Kapazität	Ohne Block
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	Bis zu 9999 min
Maße (L x T x H) (mm)	153 x 125 x 97
Gewicht (kg)	0,6
Art. Nr.	**022145**
CHF	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
022146	Mikroröhrchen 0,2 ml	32	**AA -**
022150	Mikroröhrchen 0,5 ml	12	**AA -**
022147	Mikroröhrchen 1,5 ml	12	**AA -**
022152	Mikroröhrchen 1,5 ml (tief)	12	**AA -**
022151	Mikroröhrchen 2,0 ml	12	**AA -**
022148	15 ml Zentrifugenröhrchen	6	**AA -**
022149	50 ml Zentrifugenröhrchen	2	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022153	Griff für PCR-Block	**AA -**
022154	Deckel	**AA -**

Heizende und/oder kühlende Trockenbäder Min. Kapazität

Heizende und/oder kühlende Trockenbäder MyBlock Mini

- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Heizend	Heizend + Beheizter Deckel	Heizend / kühlend
Schnittstellen	Digital		
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C	RT. +5 bis +100 °C	RT. -25 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5	± 0,3	± 0,5
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2		
Standard-Kapazität	Ohne Block		
Betriebsarten	Kontinuierlich		
Maße (L x T x H) (mm)	100 x 150 x 110	105 x 150 x 115	110 x 162 x 140
Gewicht (kg)	1		
Art. Nr.	**060946B**	**060998**	**062640**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060947	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	40	**AA -**
060948	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
062573	Mikroröhrchen 1,5 ml	15	**AA -**
060949	Mikroröhrchen 1,5 ml *	15	**AA -**
060950	Mikroröhrchen 1,5 / 2,0 ml	15	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060951	15 ml Zentrifugenröhrchen	4	**AA -**
060952	50 ml Zentrifugenröhrchen	2	**AA -**
062644	2 ml Kolben oder Kryoröhrchen	15	**AA -**
062643	Röhrchen Ø 12/13 mm	15	**AA -**
062645	Küvetten	8	**AA -**

Heizende & kühlende Trockenbäder Mini-Cooler 203

- **USB- und Bluetooth-Anschluss zur Datenaufzeichnung**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Schnittstellen	Digital
Temperaturbereich (°C)	RT. -30 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,25
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	6°C / min
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	5,5°C / min
Standard-Kapazität	Ohne Block
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Timer	1 bis 9999 min
Programmierbar	4 Schritte, max. 9 Zyklen
Maße (L x T x H) (mm)	152 x 135 x 185
Gewicht (kg)	1,3
Art. Nr.	**022255**
CHF	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
022146	Mikroröhrchen 0,2 ml	32	**AA -**
022150	Mikroröhrchen 0,5 ml	12	**AA -**
022147	Mikroröhrchen 1,5 ml	12	**AA -**
022152	Mikroröhrchen 1,5 ml (tief)	12	**AA -**
022151	Mikroröhrchen 2,0 ml	12	**AA -**
022148	15 ml Zentrifugenröhrchen	6	**AA -**
022149	50 ml Zentrifugenröhrchen	2	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com