Beheizte Trockenbäder Standardkapazität

Trockenbäder Dry Block Heaters IKA



- **Geliefert mit Sonde pt1000.60, Stecker DIN 12878**
- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Dry Block Heater 1	Dry Block Heater 2	Dry Block Heater 3	Dry Block Heater 4
Schnittstellen	Digital			
Anzahl Blöcke :	1	2	3	4
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +120 °C			
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,2			
Genauigkeit @ 60 °C	± 0,4			
Einheitlichkeit	± 1			
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	1 min bis 99h59 min			
Maße (L x T x H) (mm)	151 x 228 x 73	151 x 304 x 73	151 x 380 x 73	151 x 456 x 733
Gewicht (kg)	2	1,3	1,6	2
Schutzklasse	IP21			
Art. Nr.	**250351**	**250352**	**250353**	**250354**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
250388	Externe Sonde pt1000.60	**AA -**
250389	Externe Sonde pt1000.90	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
250355	Mikroröhrchen 0,5 ml	30	27,6	**AA -**
250356	Mikroröhrchen 1,5 ml	20	36,9	**AA -**
250358	Mikroröhrchen 1,5 / 2,0 ml	20	38,1	**AA -**
250360	konische Röhrchen 15 ml	12	44,5	**AA -**
250361	konische Röhrchen 50 ml	5	47,6	**AA -**
250383	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	80	15,5	**AA -**
250384	0,2 ml PCR-Röhrchen (einzeln)	64	20,2	**AA -**
250385	96-Well PCR-Platte*	1	15,5	**AA -**
250387	Standard-Mikroplatte *	1	13,5	**AA -**
250386	Küvetten Ø 12,5 mm	2 x 6	25,4	**AA -**
250362	Reagenzgläser Ø 6 mm Reagenzgläser Ø 12/13mm Reagenzgläser Ø 25 mm	6 5 3	48,4 48,4 48,4	**AA -**
250363	1,5 ml Zentrifugenröhrchen 15 ml Zentrifugenröhrchen 50 ml Zentrifugenröhrchen	4 3 2	39,1 44,5 47,6	**AA -**
250364	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 1,5 ml Mikroröhrchen 2,0 ml	6 10 5	27,6 39,1 38,1	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
250365	Röhrchen mit rundem Boden Ø 6 mm	30	48,4	**AA -**
250366	Röhrchen mit rundem Boden Ø 10 mm	24	48,4	**AA -**
250367	Röhrchen mit rundem Boden Ø 12- 13 mm	16	48,4	**AA -**
250368	Röhrchen mit rundem Boden Ø 12- 13 mm	20	48,4	**AA -**
250369	Röhrchen mit rundem Boden Ø 14- 15 mm	12	48,4	**AA -**
250370	Röhrchen mit rundem Boden Ø 20 mm	8	48,4	**AA -**
250371	Röhrchen mit rundem Boden Ø 25 mm	6	48,4	**AA -**
250372	Röhrchen mit rundem Boden Ø 35 mm	4	47,6	**AA -**
250373	Röhrchen mit rundem Boden Ø 17- 18 mm	12	48,4	**AA -**
250374	Kolben Ø 12 mm	20	30	**AA -**
250375	Kolben Ø 15 mm	20	35	**AA -**
250376	Kolben Ø 17 mm	12	45	**AA -**
250377	Kolben Ø 19 mm	12	45	**AA -**
250378	Kolben Ø 21 mm	9	45	**AA -**
250379	Kolben Ø 23 mm	8	45	**AA -**
250380	Kolben Ø 25 mm	8	45	**AA -**
250381	Kolben Ø 28 mm	6	45	**AA -**
250382	Kolben Ø 16 mm	15	45	**AA -**

Digitale Trockenbäder QBD und QBH Grant-Bio



- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**
- **3 Jahre Garantie**

Modell	QBD1	QBD2	QBD4	QBH2
Schnittstellen	Digital			
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +130 °C			RT. +5 bis +200 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,1			
Aufwärmgeschwindigkeit 25 bis 100°C	20 min			15 min
Standard-Kapazität	1 Block	2 Blöcke	4 Blöcke	2 Blöcke
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	1 bis 999 min / Startzeitvorwahl bis zu 72 Stunden			
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 230 x 100	200 x 280 x 100	200 x 380 x 100	200 x 280 x 100
Gewicht (kg)	2,2	2,7	3,6	3
Art. Nr.	**144331**	**144332**	**144333**	**144334**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144335	Deckel für QBD1	**AA -**
144336	Deckel für QBD2 und QBH2	**AA -**
144337	Deckel für QBD4	**AA -**
144338	Externe Temperatursonde	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
144307	Voller Block	-	**AA -**
144308	Röhrchen ø 10 mm	24	**AA -**
144309	Röhrchen ø 12 mm	24	**AA -**
144310	Röhrchen ø 13 mm	12	**AA -**
144311	Ø 16 mm Röhrchen und 15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
144312	Röhrchen ø 18 mm	12	**AA -**
144313	Röhrchen ø 24 mm	5	**AA -**
144314	Ø 29 mm Röhrchen und 50 ml Zentrifugenröhrchen	4	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
144315	0,2 ml PCR-Röhrchen und Streifen	56	**AA -**
144316	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
144317	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
144318	Mikroröhrchen 2,0 ml	24	**AA -**
144812	Mikroröhrchen 5 ml	12	**AA -**
144339	Standard-Mikroplatten mit beheiztem Deckel *	1	**AA -**
144340	0,2 ml PCR-Platten oder Röhrchen *	1	**AA -**

*** Verwendet zwei Steckplätze, nicht kompatibel mit QBD1-Bädern**