Ohaus Trockenbäder

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

➤ Trockenbad HB2DGHL :

➤ **Wird mit einem beheizten Scharnierdeckel geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen**





Modell	HB1DG	HB2DG	HB4DG	HB6DG	HB2DGHL
Schnittstellen	Digital				
Anzahl Blöcke :	1	2	4	6	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +120 °C				RT. +5 bis +100 °C
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,2				
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,2				
Aufheizgeschwindigkeit bis 100 °C	< 16 min		< 23 min	< 30 min	
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer				
Timer	99 min 59 s				
Maße (L x T x H) (mm)	215 x 203 x 89	391 x 203 x 89	429 x 203 x 89	531 x 203 x 98	391 x 203 x 178
Gewicht (kg)	2,6	2,9	3,9	4,5	2,6
Art. Nr.	**192134**	**192137**	**192138**	**192139**	**192140**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
192244	Mikroröhrchen 0,5 ml	30	27,6	**AA -**
192246	Mikroröhrchen 1,5 ml	20	39,1	**AA -**
192277	Mikroröhrchen 2 ml	20	38,1	**AA -**
192258	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	44,5	**AA -**
192254	50 ml Zentrifugenröhrchen	5	47,6	**AA -**
192279	Mikroröhrchen 1,5 ml 15 ml Zentrifugenröhrchen 50 ml Zentrifugenröhrchen	4 3 2	39,1 44,5 47,6	**AA -**
192280	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 1,5 ml Mikroröhrchen 2 ml	6 10 5	27,6 39,1 38,1	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
192257	96-Well-Platten	96	15,5	**AA -**
192255	Streifen mit Röhrchen 10 x 8	80	15,5	**AA -**
192256	Einzelne Röhrchen	64	20,2	**AA -**
192259	Sandbäder 1 Block	-	-	**AA -**
192260	Sandbäder 2 Blöcke	-	-	**AA -**
192261	Sandbäder 4 Blöcke	-	-	**AA -**
192262	Sandbäder 6 Blöcke	-	-	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
192263	Sand - 0,45 kg	**AA -**
192328	Externe Temperatursonde	**AA -**

Digitale Trockenbäder MyBlock und IsoBlock

➤ **Geliefert mit Scharnierdeckel**

➤ **Geliefert mit QuickFlip-Block oder ohne Halterung und mit einem Block nach Wahl zu ergänzen**

➤ IsoBlock-Trockenbad

➤ **Zwei isolierte Fächer mit unabhängiger Kontrolle**



Myblock Mono



Mit offenem Deckel

* An PCR-Platten anpassbar
nur bei MyBlock Duo

Modell	MyBlock Mono	MyBlock Duo	IsoBlock
Schnittstellen	Digital		
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +105 °C		
Genauigkeit	± 1 %		
Einheitlichkeit	± 0,2 %		
Standard-Kapazität	1 Block	2 Blöcke	2 Blöcke (unabhängig)
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 min bis 99h59 min		
Maße (L x T x H) (mm)	180 x 250 x 130	160 x 365 x 130	
Gewicht (kg)	4,5	4	4,5
Art. Nr.ohne Block	**062576**	**062577**	**062580**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Quick-Flip-Block	**062578**	**062579**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**-**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060919	Objektträger für Mikroskopie	24	**AA -**
060920	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
060921	Mikroröhrchen 1,5 / 2,0 ml	24	**AA -**
060922	Mikroröhrchen 0,5 ml	12	**AA -**
060923	15 ml Zentrifugenröhrchen	5	**AA -**
062561	50 ml Zentrifugenröhrchen	20	**AA -**
060924	Röhrchen ø 10 mm	20	**AA -**
060925	Röhrchen ø 13 mm	12	**AA -**
060926	Röhrchen Ø 15- 16 mm	12	**AA -**
060931	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	48	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060933	96-Well PCR-Platte	1	**AA -**
060934	96-Well PCR-Platte*	1	**AA -**
060935	Standard-Mikroplatte *	1	**AA -**
062582	QuickFlip : Seite A : - Röhrchen 1,5/2,0 ml - Röhrchen 0,5 ml Seite B : - 0,2 ml PCR-Röhrchen**	 24 14 48	**AA -**

* Benötigt 2 Blockstellen, nur für MyBlock Duo

** Kompatibel mit 96-Well PCR-Platte mit 2 kombinierten Blöcken auf einem MyBlock Duo

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
062581	Externe Temperatursonde für MyBlock-Modelle	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com