Beheizte Trockenbäder Standardkapazität

Digitale Trockenbäder Thermo Scientific ELED

thermoscientific





- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**
- **Touch-Trockenbäder**
- **Optionaler externer Temperatursensor pt1000**

Schnittstellen	Digital			Touch		
Anzahl Blöcke :	1	2	4	1	2	4
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +130 °C					
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,5					
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 1					
Aufheizgeschwindigkeit von 30 bis 130°C	20 min		25 min	20 min		25 min
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			Kontinuierlich, Timer oder programmierbar		
Timer	0 bis 99 min 59 s					
Programmierbar	-			10 Programme / 5 Schritte		
Maße (L x T x H) (mm)	288 x 200 x 100	318 x 200 x 100	450 x 200 x 100	373 x 200 x 100	403 x 200 x 100	535 x 200 x 100
Gewicht (kg)	2,9	3,3	4,7	3,4	3,7	5,1
Art. Nr.	**079615**	**079616**	**079617**	**079618**	**079619**	**079620**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
079621	Röhrchen ø 6 mm	48	**AA -**
079622	Röhrchen ø 10 mm	28	**AA -**
079630	Mikroröhrchen 0,5 ml	40	**AA -**
079623	Mikroröhrchen 1,5 ml	28	**AA -**
079624	Mikroröhrchen 2,0 ml	28	**AA -**
079625	Röhrchen ø 13 mm	24	**AA -**
079626	Röhrchen ø 16 mm	15	**AA -**
079627	Röhrchen ø 18 mm	12	**AA -**
079628	Röhrchen ø 20 mm	8	**AA -**
079629	Röhrchen ø 25 mm	6	**AA -**
079631	Standard-Mikroplatte	1	**AA -**
079632	Röhrchen ø 6 mm Röhrchen ø 10 mm	32 21	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
079633	Mikroröhrchen 1,5 ml Mikroröhrchen 2,0 ml	18 10	**AA -**
079634	Röhrchen ø 25 mm Röhrchen ø 12 mm Röhrchen ø 6 mm	3 12 6	**AA -**
079635	Mikroröhrchen 0,5 ml Mikroröhrchen 0,2 ml	30 20	**AA -**
079636	15-ml-Zentrifugenröhrchen (flacher Boden)	15	**AA -**
079637	50-ml-Zentrifugenröhrchen (flacher Boden)	4	**AA -**
079638	15-ml-Zentrifugenröhrchen (konischer Boden)	15	**AA -**
079639	50-ml-Zentrifugenröhrchen (konischer Boden)	4	**AA -**
079640	0,2 ml PCR-Platte ohne Rand	1	**AA -**
079641	0,2 ml PCR-Platte mit Rand oder Halbrand	1	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079642	Externe Temperatursonde für Touch-Modelle	**AA -**

Thermo Scientific ELED Kompakt-Trockenbäder



079643



Blöcke für kompakte Trockenbäder

- **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	Compact S	Compact D
Schnittstellen	Digital	
Anzahl Blöcke :	1	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +2 bis +100 °C	
Genauigkeit (°C)	± 0,5	
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5	
Aufheizgeschwindigkeit von 30 bis 100°C	16 min	20 min
Betriebsarten	Kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	185 x 185 x 25	200 x 200 x 25
Gewicht (kg)	1	1,5
Art. Nr.	**079643**	**079644**
CHF	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Oberfläche des Blocks	CHF
079645	Individuelle 0,2 ml PCR-Röhrchen	24	1/4	**AA -**
079646	Mikroröhrchen 0,5 ml	12	1/4	**AA -**
079647	Mikroröhrchen 1,5 ml	6	1/4	**AA -**
079648	Mikroröhrchen 2,0 ml	6	1/4	**AA -**
079649	15 ml Zentrifugenröhrchen	6	1/2 (Länge)	**AA -**
079650	50 ml Zentrifugenröhrchen	3	1/2 (Länge)	**AA -**
079651	96-Well PCR-Platte	1	1/1	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
079652	Wärmeisolator für Bad S	**AA -**
079653	Wärmeisolator für Bad D	**AA -**
079654	Kunststoffdeckel für Bad S	**AA -**
079655	Kunststoffdeckel für Bad D	**AA -**