Beheizte Trockenbäder Genius und Elite

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

➤ Elite-Trockenbäder

➤ **RS232 für Computersteuerung (Software als Zubehör)**

Modell	Genius MD-01	Genius MD-02	Elite EL-01	Elite EL-02
Schnittstellen	Digital			
Anzahl Blöcke :	1	2	1	2
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +150 °C			
Genauigkeit (°C)	± 0,2			
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2			
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer			
Timer	0 bis 999 min		0 bis 99h59 min	
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 290 x 80		152 x 150 x 135	152 x 230 x 135
Gewicht (kg)	2,6	2,8	2,1	2,8
Art. Nr.	**022031**	**022032**	**022103**	**022104**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
022041	Mikroröhrchen 0,5 ml	20	**AA -**
022042	Mikroröhrchen 1,5 / 2 ml	20	**AA -**
022043	Reversibel : Mikroröhrchen von 1,5 und 2 ml oder Mikroröhrchen 0,5 ml	 20 30	**AA -**
022044	Kombiniert : Mikroröhrchen 1,5 oder 2 ml und Mikroröhrchen 0,5 ml	 12 12	**AA -**
022046	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
022049	50 ml Zentrifugenröhrchen	4	**AA -**
022045	13-mm-Röhrchen	20	**AA -**
022047	20-mm-Röhrchen	12	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
022048	25-mm-Röhrchen	6	**AA -**
022039	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	64	**AA -**
022035	Mikroplatte mit flachem Boden	1	**AA -**
022036	96-Well PCR-Platte	1	**AA -**
022037	Mikrotiterplatte mit flachem Boden *	1	**AA -**
022038	96-Well PCR-Platte*	1	**AA -**
022142	Hohlblock 104 x 79 x 76 mm für Edelstahlbeads	-	**AA -**
022143	Hohlblock 158 x 104 x 76 mm für Edelstahlkugeln *	-	**AA -**

*** Verwendet zwei Blockstellen, nicht kompatibel mit 1-Block-Modellen**

Zubehör für Elite-Trockenbäder

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
022052	RS232-Kabel	**AA -**
022054	Kontrollsoftware	**AA -**
022056	Steuersoftware-Paket + RS232-Kabel	**AA -**

Trockenbäder Stuart SBH

➤ **Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden**

Modell	SBH130	SBH130D	SBH130DC	SBH200D	SBH200D/3
Schnittstellen	Analog	Digital			
Anzahl Blöcke :	2	2	2 (unabhängig)	2	3
Temperaturbereich (°C)	RT. +8 bis 130 °C			RT. +8 bis 200 °C	
Genauigkeit @ 37 °C	± 0,1				
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,1				
Gleichmäßigkeit @130 °C	± 1				
Betriebsarten	Kontinuierlich				
Maße (L x T x H) (mm)	280 x 235 x 115				280 x 310 x 115
Gewicht (kg)	2,1	2,3	2,9	2,3	3,2
Art. Nr.	**001152**	**001150**	**001151**	**001183**	**001184**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
001146	Mikroröhrchen 0,5 ml	30	Konisch	**AA -**
001144	Mikroröhrchen 1,5 ml	20	35 / konisch	**AA -**
001142	Mikroröhrchen 2,0 ml	20	33	**AA -**
001138	Röhrchen ø 10 mm	20	47	**AA -**
001139	Röhrchen ø 12 mm	20	47	**AA -**
001185	Röhrchen ø 12 mm	20	33	**AA -**
001186	Röhrchen ø 13 mm	20	47	**AA -**
001140	Röhrchen ø 16 mm	12	47	**AA -**
001141	Röhrchen ø 19 mm	8	47	**AA -**
001176	Röhrchen ø 25 mm	6	47	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	Tiefe (mm)	CHF
001177	Röhrchen ø 28 mm	6	47	**AA -**
001178	Röhrchen ø 30 mm	4	47	**AA -**
001179	Röhrchen ø 33 mm	4	47	**AA -**
001187	Individuelle 0,2 ml PCR-Röhrchen	48	Konisch	**AA -**
001180	Streifen mit 8 PCR-Röhrchen	10	Konisch	**AA -**
001181	96-Well PCR-Platte	1	Konisch	**AA -**
001182	384-Well PCR-Platte	1	Konisch	**AA -**
001173	Voller Block	-	-	**AA -**
001143	Spektro-Küvetten	-	-	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001481	Transparenter Deckel für Bad 2 Blöcke	**AA -**
001482	Transparenter Deckel für Bad 3 Blöcke oder 2 unabhängige Blöcke	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com