Beheizte Trockenbäder Standardkapazität

Digitale Trockenbäder AccuBlock



- USB-Schnittstelle zum Abrufen von Daten
- Lieferung mit Deckel
- Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden
- 3 Jahre Garantie

Modell	D1301	D1302	D1304
Schnittstellen	Digital		
Anzahl Blöcke :	1	2	4
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +150 °C		
Genauigkeit (°C)	± 0,3		
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2		
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 min bis 99h59 min		
Maße (L x T x H) (mm)	210 x 290 x 120		210 x 390 x 120
Gewicht (kg)	3,2		4,4
Art. Nr.	**096796**	**096797**	**096798**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
096612	Röhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
096584	Röhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
096593	Röhrchen 2 ml	20	**AA -**
096594	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
096595	50 ml Zentrifugenröhrchen	5	**AA -**
096799	Röhrchen ø 6 mm	35	**AA -**
096800	Röhrchen ø 10 mm	20	**AA -**
096776	Röhrchen ø 12 mm	20	**AA -**
096609	Röhrchen ø 13 mm	12	**AA -**
096801	Röhrchen Ø 15/16 mm	12	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
096777	Röhrchen ø 17 mm	12	**AA -**
096802	Röhrchen ø 20 mm	6	**AA -**
096791	Röhrchen ø 25 mm	6	**AA -**
096592	0,2 ml Röhrchen oder Streifen	48	**AA -**
096804	96-Well PCR-Platte	1	**AA -**
096806	96-Well PCR-Platte*	1	**AA -**
096807	384-Well PCR-Platte*	1	**AA -**
096805	Standard-Mikroplatte *	1	**AA -**
096779	Voll	-	**AA -**

* Benötigt 2 Blockstellen, nicht kompatibel mit 1-Block-Modellen

Beheizte Trockenbäder LES Corning



- USB-Schnittstelle zum Abrufen von Daten
- Lieferung mit Deckel
- Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden

Schnittstellen	Digital		
Anzahl Blöcke :	1	2	4
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +150 °C		
Genauigkeit (°C)	± 0,3		
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2		
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 min bis 99h59 min		
Maße (L x T x H) (mm)	210 x 290 x 120		210 x 390 x 120
Gewicht (kg)	3,2		4,4
Art. Nr.	**006876-SB**	**006886-DB**	**006896-FB**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
00480116	0,2 ml Röhrchen oder Streifen	48	**AA -**
00480118	Röhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
00480119	Röhrchen 1,5 ml	24	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
00480117	Röhrchen 2 ml	20	**AA -**
00480124	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
00480129	50 ml Zentrifugenröhrchen	5	**AA -**

Trockenbäder Digital Heat Block



- Wird mit Werkzeug zum Entfernen der Blöcke geliefert
- Wird ohne Halter geliefert, muss mit einem Block nach Wahl ergänzt werden
- 2 Jahre Garantie

Schnittstellen	Digital		
Anzahl Blöcke :	1	2	4
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +150 °C		RT. +5 bis +130 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,2		
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2		
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer		
Timer	1 bis 999 min		
Maße (L x T x H) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Gewicht (kg)	2,3	2,8	3,9
Art. Nr.	**060916**	**060917**	**060918**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Blöcke

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060922	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
060920	Mikroröhrchen 1,5 ml (konisch)	24	**AA -**
060921	Mikroröhrchen 1,5/ 2,0 ml	24	**AA -**
060923	15 ml Zentrifugenröhrchen	12	**AA -**
062561	50 ml Zentrifugenröhrchen	5	**AA -**
060924	Röhrchen ø 10 mm	20	**AA -**
060925	Röhrchen ø 13 mm	20	**AA -**

Art. Nr.	Kompatibilität	Kapazität	CHF
060926	Röhrchen Ø 15- 16 mm	12	**AA -**
060931	0,2ml PCR-Röhrchen oder Streifen	48	**AA -**
060933	96-Well PCR-Platte	1	**AA -**
060934	96-Well PCR-Platte*	1	**AA -**
060935	Standard-Mikroplatte *	1	**AA -**
060919	Voller Block	-	**AA -**

* Benötigt 2 Blockstellen, nicht kompatibel mit 1-Block-Modellen