Heizende und/oder kühlende Trockenbäder Standardkapazität

Heizendes und kühlendes Trockenbad Thermostat C Eppendorf

- **Präzise und gleichmäßige Temperaturregelung, optimiert mit dem Beheizten Deckel ThermoTop zur Vermeidung von Kondenswasserbildung**
- **Tasten für den Schnellzugriff auf die häufigsten Temperaturen**
- **Wird ohne Ständer geliefert, mit einem SmartBlock nach Wahl zu ergänzen**
- **2 Jahre Garantie**

Schnittstellen	Digital
Temperaturbereich (°C)	RT. -30 bis +10 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5,5 °C/min
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	5 °C/min
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Timer	15 s bis 99h30 min
Programmierbar	Bis zu 4 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	206 x 304 x 131
Gewicht (kg)	4,3
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 90 % RH
Art. Nr.	**035964**
CHF	**AA -**



SmartBlocks

- **Integrierter Temperatursensor für die Temperaturkontrolle**
- **QuickRelease-System für einen einfachen und sicheren Schnellwechsel des Blocks**

			Kompatibilität			
Art. Nr.	**Kompatibilität**	**Kapazität**	**Deckel**	**ThermoTop**	**Transfer-Rack**	**CHF**
035967	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035968	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035969	Mikroröhrchen 2 ml	24	x	x	Inklusive	**AA -**
035970	Mikroröhrchen 5,0 ml	8	-	-	-	**AA -**
035971	Konische Zentrifugenröhrchen 15 ml	8	-	-	-	**AA -**
035972	Konische Zentrifugenröhrchen 50 ml	4	-	-	-	**AA -**
035973	Röhrchen ø 12 mm	24	-	-	-	**AA -**
035974B	Kryoröhrchen 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	**AA -**
035975	SBS-Mikroplatte oder DeepWell-Platte	1	Inklusive	x	-	**AA -**
035976	PCR-Platte mit 96 Wells oder Streifen	1	Inklusive	x	-	**AA -**
035977	384-Well PCR-Platte	1	Inklusive	x	-	**AA -**
933820	Deepwell-Platte mit 96 Wells 500 µl	1	Inklusive	x	-	**AA -**
933819	Deepwell-Platte mit 96 Wells 1000 µl	1	Inklusive	x	-	**AA -**



ThermoTop beheizter Deckel

- **Ohne Anschluss, automatische Erkennung durch das Gerät**
- **Optimiert die Gleichmäßigkeit der Temperatur**
- **Begrenzt die Verdunstung von Proben**
- **Verhindert Kondensation an der Röhrchenwand**

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
035979	ThermoTop beheizter Deckel	**AA -**
035978	Isolierender Deckel ohne Erwärmung	**AA -**



Trocken- und Kühlbäder Matrix Δ+ IKA

- **Gehäuse aus Aluminium**
- **Großes, kontrastreiches Display mit intuitivem Menü**
- **Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit (langsam oder schnell), um sie an die Probe anzupassen**
- **Schnellwechselblöcke**
- **Lieferung ohne Block, muss separat bestellt werden**

Schnittstellen	Digital
Temperaturbereich (°C)	RT. -30 bis +100 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,5
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,5
Aufheizgeschwindigkeit (°C / min)	5,5 °C/min
Abkühlungsgeschwindigkeit (°C / min)	2 °C/min
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer oder programmierbar
Timer	6000 min
Programmierbar	5 Programme, 5 Schritte
Maße (L x T x H) (mm)	216 x 127 x 351
Gewicht (kg)	9,5
Nutzungsbedingungen	+5 bis +40 °C / 80 % RH
Schutzklasse	IP21
Art. Nr.	**260650**
CHF	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	**Kompatibilität**	**CHF**
260651	Deckel	**AA -**
260652	Beheizter Deckel*	**AA -**

*Nur verwendbar mit Matrix Δ+ Modellen 260649

Blöcke für Matrix Δ+

Art. Nr.	**Kompatibilität**	**Kapazität**	**CHF**
260655	Mikroröhrchen 0,5 ml	24	**AA -**
260656	Mikroröhrchen 1,5 ml	24	**AA -**
260657	Mikroröhrchen 2,0 ml	24	**AA -**
260658	Mikroröhrchen 5 ml	8	**AA -**
260659	Röhrchen 12 ml	24	**AA -**
260660	Röhrchen 15 ml	8	**AA -**
260661	Röhrchen 50 ml	4	**AA -**
260662	Kryoröhrchen	24	**AA -**
260653	PCR-Platte 96 oder 96 Röhrchen 0,2 ml	1	**AA -**
260654	384 Wells PCR-Platte	1	**AA -**
260666	Standard-Mikroplatte	1	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com