Tragbare Trockenbäder 37°C fest

Tragbares Trockenbad

- **Funktioniert mit Netz- oder Batteriebetrieb**
- **Andere Blöcke erhältlich, bitte anfragen**

Modell	Für Röhrchen	Für Spritzen
Schnittstellen	Digital	
Temperaturbereich (°C)	37 °C fest	
Genauigkeit (°C)	± 0,2	
Standard-Kapazität	15 Röhrchen 15 ml	18 Spritzen 10 ml
Betriebsarten	Kontinuierlich	
Maße (L x T x H) (mm)	280 x 150 x 190	
Gewicht (kg)	12	13
Art. Nr.	**195504**	**195505**
CHF	**AA -**	**AA -**


195504


195505

Wärmende und/oder kühlende Bäder mit Beads

LabArmor-Bäder mit Beads

- **Begrenzt das Risiko einer Kreuzkontamination**
- **Ohne Verdunstung, durchgehend 24/7 verwendbar**
- **Lieferung mit Deckel**
- **2 Jahre Garantie**



LabArmor-Bäder mit Beads mit Peltier-Effekt

- **Peltier-Technologie für schnelleres Aufheizen und Abkühlen**
- **Deckel mit Sichtfenster**
- **Wird mit Aluminiumkörben 7l geliefert**

Modell	M706	M714	M720	Peltier 7l	Peltier 14l
Schnittstellen	Digital				
Volumen (l)	6	14	20	7,4	14,8
Fassungsvermögen Beads (l)	5	12	15	5	10
Innenmaße (B x T x H) (mm)	305 x 155 x 152	305 x 307 x 152	305 x 434 x 152	318 x 154 x 152	(2x) 318 x 154 x 152
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +80 °C			+2 °C bis +70 °C	
Gleichmäßigkeit @4 °C	-	8 °C/min	,	± 0,4	± 0,5
Gleichmäßigkeit @37 °C	± 0,5				
Gleichmäßigkeit @65 °C	± 1			± 1,5	± 1,3
Betriebsarten	Kontinuierlich				
Maße (L x T x H) (mm)	404 x 312 x 216	404 x 470 x 216	404 x 593 x 216	408 x 562 x 308	772 x 615 x 310
Gewicht (kg)	13,6	29	38,5	21,2	36,7
Art. Nr. Bad + Beads	**582004**	**582006**	**582008**	**582031**	**582033**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Bad einzeln	**582005**	**582007**	**582009**	**582030**	**582032**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Beads

Art. Nr.	Volumen der Beads	CHF
582000	0,75	**AA -**
582001	2	**AA -**
582002	4	**AA -**
582003	8	**AA -**

Körbe für LabArmor-Bäder mit Peltier-Effekt


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
582034	Aluminiumkorb 3l *	**AA -**
582035	Aluminiumkorb 7l	**AA -**
582036	Kupfer Korb 3l *	**AA -**
582037	Kupfer Korb 7l	**AA -**

* Zwei 3l-Körbe pro Stelle

DryTemp Bäder mit Beads



- **2 Jahre Garantie**



Blöcke

Modell	Einfacher Block	Doppelblock
Kapazität (l)	0,25	0,5
Maße (mm)	95 x 76 x 76	95 x 152 x 76
Gewicht (kg)	0,95	1,9
Schwarz	**582011**	**582016**
Blau	**582012**	**582017**
Golden	**582013**	**582018**
Rot	**582014**	**582019**
Silber	**582015**	**582020**
CHF	**AA -**	**AA -**

Schnittstellen	Digital
Temperaturbereich (°C)	RT. +5 bis +150 °C
Genauigkeit (°C)	± 0,2
Gleichmäßigkeit (°C)	± 0,2
Betriebsarten	Kontinuierlich oder Timer
Timer	1 bis 999 min
Maße (L x T x H) (mm)	81 x 221 x 262
Nutzungsbedingungen	+4 bis +65 °C
Art. Nr.	**582010**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com