NEU

Wasserbäder Pura Julabo



Qualitativ, praktisch, robust.

- **Für eine einfache Nutzung konzipiert, mit leichter Handhabung und Kontrolle**
- **5 verfügbare Volumina von 4,5 l bis 36 l**
- **Arbeitstemperaturbereich RT. + 5 °C bis + 99,9 °C**
- **Konstante der Temperatur ± 0,15 °C**
- **Sehr heller Bildschirm, LED**
- **Spritzwassergeschützter Schalter**
- **Integrierter Trockenlaufschutz**
- **Speziell entworfener Rand, um die Rückführung kondensierter Flüssigkeiten zu gewährleisten**
- **Geliefert mit höhenverstellbarer, abnehmbarer Bodenstütze**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Modell	4 l	10 l		14 l	22 l			30 l	
Temperaturbereich	RT. +5 °C bis +99 °C								
Badöffnung L x B x T (cm)	12 x 27 / 14	22 x 27 / 14		33 x 27 / 14	55 x 27 / 18			77 x 27 / 18	
Maße B x T x H (cm)	21 x 35 x 22	31 x 35 x 22		42 x 35 x 22	64 x 35 x 26			86 x 35 x 26	
Art. Nr.	**068293**	**068294**		**068295**	**068296**			**068297**	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**	**AA -**			**AA -**	
Gewölbte Deckel									
Art. Nr.	**068309**	**068310**		**068311**	**068312**			**068313**	
CHF	**AA -**	**AA -**		**AA -**	**AA -**			**AA -**	
Flache Deckel	-	4 Öffnungen 92 mm Ø	1 Öffnung 190 mm Ø	6 Öffnungen 92 mm Ø	8 Öffnungen 92 mm Ø	6 Öffnungen 115 mm Ø	2 Öffnungen 190 mm Ø	10 Öffnungen 115 mm Ø	3 Öffnungen 190 mm Ø
Art. Nr.	-	**068301**	**068302**	**068303**	**068304**	**068305**	**068306**	**068307**	**068308**
CHF	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

„Kunststoff"-Röhrchenracks (optional) mit Abtropfvorrichtung (an einer Wand des Bades zu befestigen)

Art. Nr.	Anzahl Röhrchen	H x Röhrchen-ø (mm)	Kapazität nach Modellen 4 l/10 l/14 l/22 l/30 l	CHF
068106	60	100 x 16 - 17	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**AA -**
068107	90	75 x 12 - 13	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**AA -**
068108	21	ø 30	1 / 2 / 3 / 5 / 7	**AA -**



