MEMMERT WTB-Edelstahl-Wasserbäder

NEU

memmert

- 3,5'' Farb-Touchscreen
- Unabhängiger Temperaturbegrenzer zum Abschalten der Heizung bei Anomalien
- Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Ablassventil an der Vorderseite
- Kühlblock, Umwälzpumpe, Rührelement und Racks auf Anfrage (www.milian.com)
- Lieferung ohne Deckel, muss separat bestellt werden
- Wird ohne Bodenrost geliefert, der bei der Verwendung von Glaswaren, die im Bad stehen, unbedingt bestellt werden muss



912084

Modell	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	WTB50
Volumen (l)	7	10	17	23	37	51
Temperaturbereich	RT. 5 bis + 100°C					
Leistung (W)	1000	1000	1420	1420	2800	2800
Innenmaße B x T x H (mm)	277 x 217 x 150	267 x 207 x 200	482 x 277 x 150	472 x 267 x 200	602 x 482 x 150	592 x 472 x 200
Außenmaße B x T x H (mm)	349 x 289 x 328	349 x 289 x 378	554 x 349 x 328	554 x 349 x 378	679 x 554 x 328	679 x 554 x 378
Netto Gewicht (kg)	6	7	9	10	14	16
Art. Nr.	**912084**	**912085**	**912086**	**912087**	**912088**	**912089**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör

Pultdeckel aus Edelstahl	912535	912536	912537	912538	912539	912540
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Edelstahldeckel mit Öffnung und konzentrische Ringe	912545	912546	912547	912548	912549	912550
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Anzahl / Durchm. Öffnungen	3 / Ø 87 mm		6 / Ø 107 mm		8 / Ø 107 mm	
Doppelseitiges Bodenraster (60/30 mm)	912551	912552	912553	912554	912555	912556
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

