Wasserbäder Sub Aqua Pro Advance, JB Nova und JB Academy Grant-Bio

VIDEO

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



3 Jahre Garantie auf alle Grant-Bio-Wasserbäder.

Wasserbäder mit digital Display in 3 Produktreihen

Sub Aqua Pro Advance: für die genauesten Anwendungen (Pharma, Biotech, Gesundheit und Industrie) :

- **Funktionen: Alarm, Speicher (Set & Forget), erweiterte und genaue Temperaturkontrolle (2 Kalibrierungspunkte)**
- **Leerlaufheizungsschutz (Run Dry) und Dry Start-Funktion, Bedienfeldsperre**
- **Lieferung mit Sockelplatte, durchsichtigem Polycarbonatdeckel und Ablasshahn (außer 2-Liter- und 5-Liter-Modelle)**

JB Nova: Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Industrie und im akademischen Bereich :

- **Präzise Temperaturkontrolle und -stabilität, einfache Bedienung, Funktionen: Alarme, Speicher, Frontpanelsperre, Dry Start und Run Dry Protection, 2 Kalibrierungspunkte**
- **Lieferung mit Sockelplatte, durchsichtigem Polycarbonatdeckel und Auslaufhahn (außer 5-l-Modell)**

JB Academy: für den einfachen Gebrauch (Gymnasium, Praktikum in der Universität) :

- **Programmierbare Kernfunktionen, vereinfachte Bedienung, Tastensperre bei Bedarf, großes Display**
- **Wird mit Sockelplatte geliefert, ohne Deckel**

Zubehör: nächste Seite

Sub Aqua Pro Advance

Modell	SAP2	SAP2S	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
Fassungsvermögen (Liter)	2	2	5	12	18	26	34	5 (+ 12)
Temperatur	(RT. +5 °C) bis 99 °C							
Auflösung	0,1 °C							
Stabil	± 0,2 (DIN 12876-3 @ 70 °C)							
Außenmaße H x T x L (mm)	200 x 185 x 200	150 x 335 x 215	200 x 335 x 215	225 x 360 x 380	275 x 335 x 590	275 x 335 x 590	370 x 335 x 770	225 x 545 x 380
Innenmaße H x T x L (mm)	115 x 140 x 125	145 x 290 x 190	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495	165 x 290 x 495	160 x 290x 630	115 x 290 x 145 + (115 x 290 x 315)
Leistung (KW)	0,25	0,35	0,35	0,8	1,4	1,4	1,8	1,15
Spannung (V)	230 (50-60Hz)							
Art. Nr.	**144751**	**144752**	**144753**	**144754**	**144755**	**144756**	**144757**	**144758**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

JB Nova

Modell	JBN5	JBN12	JBN18	JBN26
Fassungsvermögen (Liter)	5	12	18	26
Temperatur	(RT. + 5 °C) bis 95 °C			
Auflösung	0,5 °C			
Stabil	± 0,5 (DIN 12876-3 @ 70 °C)			
Außenmaße H x T x L (mm)	200 x 335 x 215	225 x 360 x 380	275 x 335 x 590	275 x 335 x 590
Innenmaße H x T x L (mm)	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495	165 x 290 x 495
Leistung (KW)	0,35	0,8	1,4	1,4
Spannung (V)	230 (50-60Hz)			
Art. Nr.	**144759**	**144760**	**144761**	**144762**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

JB Academy

Modell	JBA5	JBA12	JBA18
Fassungsvermögen (Liter)	5	12	18
Temperatur	(RT. + 5 °C) bis 95 °C		
Auflösung	0,5 °C		
Stabil	± 0,5 (DIN 12876-3 @ 70 °C)		
Außenmaße H x T x L (mm)	200 x 335 x 215	225 x 360 x 365	275 x 335 x 570
Innenmaße H x T x L (mm)	115 x 290 x 145	115 x 290 x 315	115 x 290 x 495
Leistung (KW)	0,35	0,8	1,4
Spannung (V)	230 (50-60Hz)		
Art. Nr.	**144763**	**144764**	**144765**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Sockelplatte aus Edelstahl

Für Modell	Art. Nr.	CHF
SAP2	**144658**	**AA -**
Alle 5 l + SAP2S	**144252**	**AA -**
Alle 12 l	**144253**	**AA -**
Alle 18 l +SAP-JBN26	**144254**	**AA -**
SAP34	**144255**	**AA -**

Sockelplatten aus Polycarbonat

Für Modell	Art. Nr.	CHF
SAP2	**144553**	**AA -**
Alle 5 l + SAP2S	**144554**	**AA -**
Alle 12 l	**144555**	**AA -**
Alle 18 l + SAP-JBN26	**144556**	**AA -**