Zubehör für Wasserbäder Sub Aqua Pro Advance, JB Nova und JB Academy Grant-Bio

Racks

➤ **Alle Racks haben die gleichen Außenmaße**

Tankinhalt (l)	5	12	18	26	34	Dual (nur SAP)
Anz. Max. Racks	1	2	4	4	6	1 + 2

Art. Nr.	Rack für	Kapazität Röhrchen	CHF
144241	Röhrchen ø 10 mm	84	**AA -**
144242	Röhrchen ø 13 mm	55	**AA -**
144243	Röhrchen ø 16 mm	36	**AA -**
144244	Röhrchen ø 19 mm	32	**AA -**
144245	Röhrchen ø 25 mm	18	**AA -**
144246	Röhrchen ø 30 mm	12	**AA -**
144247	Mikroröhrchen 0,5 ml	105	**AA -**
144248	Mikroröhrchen 1,5 ml	65	**AA -**

Erhöhte Regale aus Edelstahl

Für Modell (l)	Arbeit Maße B x T (mm)	Art. Nr.	CHF
12	270 x 120	**144249**	**AA -**
18	281 x 242	**144657**	**AA -**
26	278 x 240,5	**144250**	**AA -**
34	317,5 x 281	**144251**	**AA -**

Gewölbte Deckel aus Edelstahl

Für Modell	Art. Nr.	CHF
Alle 5 l + SAP2S	**144256**	**AA -**
Alle 12 l	**144257**	**AA -**
Alle 18 l + SAP-JBN26	**144258**	**AA -**
SAP34	**144259**	**AA -**

Becken mit Rack



Gewölbte Deckel aus transparentem Polycarbonat

Für Modell	Art. Nr.	CHF
SAP2	**144548**	**AA -**
Alle 5 l + SAP2S	**144549**	**AA -**
Alle 12 l	**144550**	**AA -**
Alle 18 l +SAP-JBN26	**144551**	**AA -**

Flache Deckel aus Edelstahl mit Ringen

Für Modell	Art. Nr.	CHF
Alle 5 l + SAP2S	**144260**	**AA -**
Alle 12 l	**144261**	**AA -**
Alle 18 l +SAP-JBN26	**144262**	**AA -**
SAP34	**144263**	**AA -**

Gewölbter Deckel aus Edelstahl



Deckel aus Polycarbonat



Digitale Wasserbäder

➤ **Becken aus Edelstahl**
➤ **Abfluss bei Modellen über 10l**
➤ **Farb-Display**
➤ **Anzeige der aktuellen und programmierten Temperatur**
➤ **Schnellwahltasten für die am häufigsten verwendeten Temperaturen**
➤ **Integrierter Timer**
➤ **Inklusiv hoher Scharnierdeckel**
➤ **Einstellbarer Überhitzungsalarm**

Kapazität (l)	2	5	10	20	28
Temperaturbereich	RT. + 5 °C bis 100 °C				
Gleichmäßigkeit der Temp.	± 0,2°C				
Temperaturstabilität	± 0,1 °C				
Außenmaße L x T x H (mm)	229 x 293 x 305	370 x 305 x 305	370 x 470 x 305	445 x 572 x 393	572 x 445 x 356
Innenmaße B x T x H (mm)	99 x 109 x 152	127 x 274 x 152	269 x 295 x 152	241 x 432 x 152	432 x 241 x 203
Leistung (W)	120	360	1000	1400	1400
Stromversorgung	240 V / 50 Hz				
Art. Nr.	**847033B**	**847034B**	**847035B**	**847036B**	**847037B**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com