NEU

LabPro SLS-Wasserbäder



- LED-Display mit digitaler Temperaturregelung
- Überhitzungsalarm
- Antimikrobielle Beschichtung
- Modelle 22 und 28 l mit Ablassventil
- Garantie: 3 Jahre
- Deckel empfohlen für Temperaturen über 60 °C (im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung mit Deckel

Volumen (l)	2	4	14	22	28
Temperaturbereich	+5 °C bis +99 °C				
Einheitlichkeit	± 0,1 °C				
Temperaturgenauigkeit	± 0,2 °C				
Innenmaße B x T x H (mm)	300 x 150 x 65	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	500 x 300 x 150	500 x 300 x 200
Außenmaße B x T x H (mm)	332 x 185 x 135	332 x 185 x 290	361 x 332 x 290	538 x 332 x 290	
Art. Nr. Wasserbäder	**257096**	**257097**	**257098**	**257099**	**257100**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Transparenter Deckel	**-**	**257104**	**257105**	**257106**	**-**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**

Wasserbäder mit zwei Tanks BW Dual series



- 2 separate Tanks mit individueller Kontrolle
- Temperaturkontrolle mit PID
- Temperaturbegrenzer mit Alarm
- Digitale LED-Display
- Lieferung ohne Deckel

Modell	BW-0505H	BW-0510H	BW-1010H	BW-1020H
Volumen (l) Tank 1 / Tank 2	3,5 / 3,5	3,5 / 11,5	11,5 / 11,5	11,5 / 20
Temperatur	RT. +5 bis 100 °C ± 0,1			
Maße Tank 1 /Tank 2 (L x B x T) (mm)	240 x 136 x 150 / 240 x 136 x 150	240 x 136 x 150 / 300 x 240 x 200	300 x 240 x 200 / 300 x 240 x 200	300 x 240 x 200 / 498 x 300 x 200
Maße (L x B x H) (mm)	590 x 200 x 265	544 x 300 x 318	706 x 300 x 318	844 x 356 x 318
Gewicht (kg)	9,7	12,4	14	17,6
Art. Nr.	**761321**	**761322**	**761323**	**761324**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Ein Zubehörteil pro Tank 05H, 10H oder 20H.

Deckel

Art des Beckens	BW-05H (3,5 l)	BW-10H (11,5 l)	BW-20H (20 l)
Transparenter gewölbter Deckel PP	**761325**	**761326**	**761327**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Flacher Deckel aus Edelstahl	**761328**	**761329**	**761330**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Deckel mit Öffnung Ø 80 mm	**761331**	**761333**	**761336**
Anzahl Öffnungen	2	4	8
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Deckel mit Öffnung Ø 110 mm	**761332**	**761334**	**761337**
Anzahl Öffnungen	1	2	6
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Deckel mit Öffnung Ø 185 mm	**-**	**761335**	**761338**
Anzahl Öffnungen	-	1	2
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**

Racks

Art des Beckens	BW-05H (3,5 l)	BW-10H (11,5 l)	BW-20H (20 l)
Rack mit Feder	**-**	**761339**	**761340**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**
Verstellbares halbes Tablett	**761341**	**761342**	**761343**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Rack für Röhrchen Ø 8 mm	**761344**	**761349**	
Anzahl Röhrchen	50	176	
CHF	**AA -**	**AA -**	
Racks für Röhrchen Ø 10 mm	**761345**	**761350**	
Anzahl Röhrchen	50	176	
CHF	**AA -**	**AA -**	
Rack für Röhrchen Ø 12 mm	**761346**	**761351**	
Anzahl Röhrchen	33	84	
CHF	**AA -**	**AA -**	
Rack für Röhrchen Ø 16 mm	**761347**	**761352**	
Anzahl Röhrchen	16	68	
CHF	**AA -**	**AA -**	
Racks für Röhrchen Ø 25 mm	**761348**	**761353**	
Anzahl Röhrchen	10	33	
CHF	**AA -**	**AA -**	