4-Liter-Wasserbad





865027



865073



- **Statisches Wasserbad**
- **Digitales Display**
- **Automatische Sicherheit**

Modell	N3-4
Fassungsvermögen (Liter)	4
Temperatur (°C)	RT. + 10 bis + 100
Maße (L x B x H) (mm)	370 x 200 x 250
Maße (L x B x H) (mm)	238 x 135 x 146
Netto Gewicht (kg)	10,5
Leistung (W)	500
Spannung (V)	220
Art. Nr.	**865026**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
865027	Gewölbter Kunststoffdeckel	**AA -**
865028	Flacher Metalldeckel mit Öffnungen	**AA -**
865029	Stahlgestell für 18-mm-Röhrchen	**AA -**
865030	Stahlgestell für 15-mm-Röhrchen	**AA -**
865073	Tablett 210 x 100 x 30 mm für Flasche	**AA -**

Kostengünstige Thermostatgesteuerte Bäder



- **Behälter aus Polycarbonat**
- **Heizelement aus Edelstahl**
- **Geliefert mit Edelstahlgestell für 20 Röhrchen Ø 16 mm**

Volumen (l)	3,5
Temperaturbereich	RT. + 5 °C bis + 90 °C
Temperaturregelung	Analog
Innenmaße L x T x H (mm)	240 x 135 x 135
Außenmaße L x T x H (mm)	260 x 165 x 225
Leistung (W)	350
Art. Nr.	**940891**
CHF	**AA -**

Mini-Wasserbad 6 Liter



- **Kompaktes Modell**
- **Becken aus Edelstahl**
- **Gewölbter Deckel aus Edelstahl**
- **Diode zur Anzeige der Heizphasen**
- **Wird mit Unwire-Racks (Seite 749) verwendet**

Temperatur	RT. +5 bis +100°C
Kapazität (Liter)	6
Heizleistung (W)	500
Außenmaße (mm)	360 x 280 x 320
Innenmaße (mm)	320 x 170 x 180
Gewicht (kg)	7,7
Leistung	230 V, 50/60 Hz, 2,4 A

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
096582B	Mini Wasserbad	**AA -**

NEU

Beadbath Duo Wasserbäder / Beads-Bäder



- **Wahl der Betriebsart (Wasser oder Beads) mit einem einfachen Druck auf die entsprechende Taste**
- **Quik-Cal-Kalibrierungsfunktion**
- **Ermöglicht die Inkubation von Röhrchen in Schräglage ohne Zubehör**
- **Geeignet für Dauerbetrieb**
- **Lieferung ohne Beads, separat zu bestellen (582001/582003)**

Kapazität	2 l	10 l
Temperaturbereich Wasserbad	RT. +5 bis +80 °C	
Temperaturbereich Beadbad	RT. +5 bis +70 °C	
Temperaturgenauigkeit	± 0,2 °C	
Temperaturgleichmäßigkeit Wasserbad	± 0,2 °C	
Temperaturgleichmäßigkeit Beadbad	± 0,9 °C	
Innenmaße B x T x H (mm)	140 x 152 x 102	241 x 300 x 155
Außenmaße B x T x H (mm)	165 x 203 x 152	274 x 406 x 305
Gewicht (kg)	2	6,8
Art. Nr.	**162526**	**162527**
CHF	**AA -**	**AA -**