Schüttelbäder LSB & OLS Aqua Pro Grant-Bio





- **Zum gleichzeitigen Erhitzen und Schütteln von Erlenmeyerkolben oder Röhrchen**
- **3 verschiedene Kapazitäten**
- **Seitliches Schütteln - oder seitlich und Orbital kombiniert**
- **Lieferung mit Netzkabel und Polycarbonat-Deckel**
- **Geliefert mit gefederter Plattform**

Modell	LSB12	LSB18	OLS 26
Volumen	12	18	26
Bewegung	Seitlich	Seitlich	Kombiniert: seitlich und orbital
Temperatur	RT. + 5 °C bis 99 °C		
Stabilität bei 70 °C	0,1 °C		
Display	LED		
Seitliche Rührgeschwindigkeit (rpm)	20-200		
Amplitude des seitlichen Rührens (mm)	20	20	18, 28 oder 36
Orbitale Schüttelamplitude (mm)	-	-	9
Plattform-Maße (mm)	240 x 235	420 x 235	380 x 235
Außenmaße B x T x H (mm)	335 x 360 x 275	335 x 565 x 275	335 x 565 x 325
Gewicht (kg)	9,2	11,2	13,8
Stromversorgung	220 V-230 V		
Art. Nr.	**144784**	**144785**	**144783**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Zubehör			
Plattform für Klemmen	**144792**	**144793**	**144794**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Plattform für Racks	**144789**	**144790**	**144791**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Klemmen und Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	Kapazität mit Deckel LSB12	Kapazität mit Deckel LSB18	Kapazität mit Deckel OLS 26	CHF
144805	Klemme für Erlenmeyer von 25 ml	18	33	28	**AA -**
144806	Klemme für Erlenmeyer von 50 ml	14	26	24	**AA -**
144807	Klemme für Erlenmeyer von 100 ml	9	17	15	**AA -**
144808	Klemme für Erlenmeyer 250 ml	5	14	8	**AA -**
144809	Klemme für Erlenmeyer 500 ml	4	6	6	**AA -**
144810	Klemme für Erlenmeyer 1000 ml	2	4	3	**AA -**
144811	Mikroplattenhalter	2	4	4	**AA -**
144797	Rack für 48 Röhrchen Ø 10 mm	3	5	5	**AA -**
144798	Rack für 44 Röhrchen Ø 13 mm	3	5	5	**AA -**
144799	Rack für 24 Röhrchen Ø 16 mm	3	5	5	**AA -**
144800	Rack für 21 Röhrchen Ø 19 mm	3	5	5	**AA -**
144801	Rack für 12 Röhrchen Ø 25 mm	3	5	5	**AA -**
144802	Rack für 10 Röhrchen Ø 30 mm	3	5	5	**AA -**
144803	Rack für 119 Röhrchen 0,5 ml	3	5	5	**AA -**
144804	Rack für 48 Mikroröhrchen 1,5 ml	3	5	5	**AA -**

Schüttelbad Nuve ST30



- **Zum Schütteln von verschiedenen Röhrchen und Behältern**
- **Becken aus Edelstahl**
- **Timer mit verzögertem Start**
- **LED-Bildschirm: Display von Temperatur, Rührgeschwindigkeit und Zeit**
- **Auswahl an verschiedenen Zügehören, Deckel, Tabletts oder Racks für Röhrchen**

Modell	ST30
Volumen des Behälters (l)	30
Nutzvolumen (l)	18
Rührgeschwindigkeit (rpm)	20 bis 250
Temperatur (°C)	RT. + 5 bis + 99,9
Timer	1 Min. bis 99,9 Std. und Dauermodus
Stromversorgung	230 V, 50/60 Hz
Maße Küvetten L x T x H (mm)	300 x 505 x 200
Außenmaße B x T x H (mm)	335 x 630 x 405
Gewicht (kg)	19
Art. Nr.	**001602**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001603	Edelstahl Deckel	**AA -**
001604	Plexiglasdeckel (hitzebeständig bis 60 °C)	**AA -**
001605	Rack für 52 Röhrchen Ø 13 mm, l : 70 mm	**AA -**
001606	Rack für 30 Röhrchen Ø 16 mm, l : 70 mm	**AA -**
001607	Rack für 27 Röhrchen Ø 18 mm, l : 70 mm	**AA -**
001608	Rack für 12 Röhrchen Ø 30 mm, l : 70 mm	**AA -**
001609	Plattform für 12 Erlenmeyerkolben 100 ml	**AA -**
001610	Plattform für 6 Erlenmeyerkolben 250 ml	**AA -**
001611	Plattform für 6 Erlenmeyerkolben 100 ml	**AA -**
001612	Plattform für 4 Erlenmeyerkolben 500 ml	**AA -**
001613	Plattform für 2 Erlenmeyerkolben 1000 ml	**AA -**