Magio Einhängethermostate

NEU

- Ideal für anspruchsvolle interne und externe Anwendungen
- Hochauflösender TFT-Touchscreen
- Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten
- Hochwertige Wärmeisolierung der Tanks
- Integrierter externer Pt100-Anschluss
- USB, RS232, Ethernet-Schnittstelle



068385

Modell	Magio MS-Z	Magio MX-Z
Temperaturbereich	+20 bis +300 °C	
Temperaturgenauigkeit	± 0,01 °C	
Umwälzpumpe	16 bis 31 l/min / 0,24 bis 0,92 bar	
Maße L x T x H (mm)	340 x 190 x 360	340 x 190 x 410
Art. Nr.	**068377**	**068385**
CHF	**AA -**	**AA -**

CORIO Eintauch-Heizthermostate bis 150 °C

- 2 Modelle verfügbar : C und CD
- Präzise Temperaturkontrolle
- Für interne Anwendung im Bad - außer CD-Modell externe Zirkulation mit Zusatzzubehör möglich
- Für Bäder bis 30 Liter außer Modell CD bis 50 Liter
- Erforderliche Eintauchtiefe von 7,5 cm bis 16,5 cm
- Einfache, intuitive und geräuscharme Bedienung
- Mit Befestigungsklammer geliefert

Tipp: Für das Arbeiten nahe der Raumtemperatur ist eine Kühlschlange erforderlich.
Die Temperatur des Kühlwassers muss mindestens 5 °C niedriger sein als die Arbeitstemperatur.



Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kapazität der Pumpe	Maße (L x B x H) (mm)	CHF
068048	Tauchthermostat C	RT. bis + 100 °C	6 l/min 0,1 bar	13,2 x 16 x 36,2	**AA -**
068058	CD-Tauchthermostat	RT. bis +150 °C	15 l/min 0,35 bar	13,2 x 16 x 36,2	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068091	Kühlschlange CORIO C/CD	**AA -**
068435	Pumpset für externen Kreislauf für Modell CD	**AA -**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

DYNEO DD Eintauch-Heizthermostat bis 200 °C

- Thermostat-Heizkopf für Anwendungen innerhalb und außerhalb des Bades
- Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten
- Großes-Farbdisplay
- Integrierter externer Pt100-Anschluss
- USB-Verschraubung
- Lässt sich an Bäder bis 50 Liter befestigen
- Enthält eine Befestigungsklammer



Art. Nr.	Bezeichnung	Temperaturbereich	Kapazität der Pumpe	Maße (B x L x H) (mm)	CHF
068260	Eintauchthermostat DYNEO DD	RT. + 5 °C bis + 200 °C	von 8 bis 23 l/min	13,2 x 16,0 x 35,5	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068435	Pumpset	**AA -**

Thermostatgesteuerte Bäder mit Umwälzung Dyneo DD-BC

- Für Anwendungen innerhalb und außerhalb des Bades
- Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten
- Großes-Farbdisplay
- Integrierter externer Pt100-Anschluss
- USB-Verbindung
- Innenwanne aus Edelstahl
- Lieferung mit Baddeckel, Anschlüssen für 8- und 12-mm-Schläuche und Ablasshahn



Modell des Behälters	DD-BC4	DD-BC6	DD-BC12	DD-BC26
Temperaturbereich	+ 20 bis + 200 °C			
Umwälzpumpen	8 bis 27 l/min / 0,1 bis 0,7 bar			
Innenmaße B x T x H (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200
Außenmaße L x T x H (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Art. Nr.	**068261**	**068262**	**068256**	**068264**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com