NEU

Magio thermostatische Umwälzbäder



068387

- **Ideal für anspruchsvolle interne und externe Anwendungen**
- **Hochauflösender TFT-Touchscreen**
- **Integriertes Programmiergerät : 8 konfigurierbare Programme mit bis zu 60 Schritten**
- **Hochwertige thermische Isolierung von Gefäßen**
- **Integrierter externer Pt100-Anschluss**
- **USB-Anschluss, RS232, Ethernet-Schnittstelle**

Modell	MS-BC4	MX-BC6	MX-BC12	MX-BC26
Volumen (l)	4,5	6	12	31
Temperaturbereich	+20 bis +300 °C			
Temperaturgenauigkeit	± 0,01 °C			
Umwälzpumpen	16 bis 31 l/min / 0,24 bis 0,92 bar			
Innenmaße B x T x H (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x 200	260 x 350 x 200
Außenmaße B x T x H (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Art. Nr.	**068378**	**068386**	**068387**	**068388**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -

Thermostatgesteuerte Umwälzbäder Corio C & CD





- **Erhältlich mit durchsichtiger Polycarbonatwanne (BT) oder Edelstahlwanne (B)**
- **Helles LED-Display**
- **Tiefstandsicherung durch Schwimmer**
- **Deckel für optionalen Behälter**



Modell des Behälters	BT5 / B5	BT9 / B9	B13	B17	BT19 / B19	BT27 / B27	B33	B39
Kapazität (min./max.) (l)	3,5 / 5	6 / 9	9 / 13	13 / 17	14 / 19	17 / 27	26 / 39	35 / 41
Temperaturbereich	+ 20 bis + 100 °C (außer Corio CD mit Edelstahlbehälter : + 20 bis + 150 °C)							
Innenmaße B x T x H (mm)	150 x 150 x 150	230 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200	660 x 320 x 150	330 x 300 x 300
BT-Tank Außenmaße L x T x H (mm)	230 x 380 x 380	320 x 380 x 380	-	-	380 x 580 x 380	380 x 580 x 430		
B-Tank Außenmaße L x T x H (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470	910 x 360 x 430	540 x 340 x 570
CORIO C Thermostatbäder für interne Anwendung								
Art. Nr. BT-Behälter	**068049**	**068050**	-	-	**068051**	**068052**	-	-
CHF	AA -	AA -	-	-	AA -	AA -	-	-
Art. Nr. Behälter B	**068053**	-	**068054**	**068055**	**068056**	**068057**	-	-
CHF	AA -	-	AA -	AA -	AA -	AA -	-	-
CORIO CD Thermostatbäder zur inneren und äußeren Anwendung								
Art. Nr. BT-Behälter	**068059**	-	-	-	**068060**	**068061**	-	-
CHF	AA -	-	-	-	AA -	AA -	-	-
Art. Nr. Behälter B	**068062**	-	**068063**	**068064**	**068065**	**068066**	**068067**	**068068**
CHF	AA -	-	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Bad Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068091	Kühlschlange CORIO C/CD	AA -
068435	Pumpset für externen Kreislauf für Modell CD	AA -

Deckel aus Edelstahl

Für	Gewölbter Deckel	CHF	Flacher Deckel	CHF
B13/B17	**068098**	AA -	**068101**	AA -
B19/B27, BT19/BT27	**068099**	AA -	**068102**	AA -
B33	**068100**	AA -	**068103**	AA -
B39	-	-	**068104**	AA -
B5/BT5	-	-	**068105**	AA -

Gestelle für Bäder

Art. Nr.	Bezeichnung	Für Modelle	CHF
068106	Kunststoffrack für 60 Röhrchen Maße 100 x 16/17 mm bis +100 °C	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT27	AA -
068107	Kunststoffrack für 90 Röhrchen Maße 75 x 12/13 bis 100 °C	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT28	AA -
068108	Kunststoffrack für 21 Röhrchen Ø 30 mm	B13, B17, B19, B27, B33, BT19, BT29	AA -
068109	Edelstahlrack für 30 Röhrchen Maße 100 x 17 mm bis 100 °C	Für B5/BT5	AA -
068110	Edelstahlrack für 42 Röhrchen Maße 75 x 12/13 mm bis 150 °C	Für B5/BT5	AA -
068111	Edelstahlrack für 42 Röhrchen Maße 40 x 10/11 mm bis 150 °C	Für B5/BT5	AA -
068112	Edelstahlrack für 10 konische Röhrchen 50 ml	Für B5/BT5	AA -