PolyScience

Umwälzthermostate MX



- Großes LCD-Display
- MX-Modell mit 1-Punkt-Kalibrierungsfähigkeit
- Halteklammern geeignet für gerade und gebogene Wände



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Modell	MX
Maximale Kapazität (l)	28
Temperaturbereich	RT. + 10 °C bis + 135 °C
Temperaturstabilität	± 0,07 °C
Heizleistung (W)	1100
Max. Druck der Pumpe	11,9 l /min
Maße L x T x H (mm)	109 x 97 x 358
Art. Nr.	**847031**
CHF	**AA -**

Thermostatgesteuerte Bäder mit Umwälzung

- Edelstahlwanne mit Isolationsbeschichtung
- Breite Öffnung
- Leicht zu reinigende Oberflächen
- 180 ° drehbarer Controller (nicht für MX-Thermostat)
- Deckel mit LidLock-System, um die Feuchtigkeit im Inneren des Behälters zu halten
- Äußere Oberfläche fühlt sich bei der Verwendung bei hohen Temperaturen kühler an



Programmierbare Leistung



Advanced digital



Standard digital



MX

Thermostatbeheizte Bäder



847018



847016

Thermostat			Advanced digital		Standard digital		MX	
Temperaturbereich			RT. 10 bis + 200°C		RT. 10 bis + 170°C		RT. 10 bis + 135°C	
Temperaturstabilität			± 0,01 °C		± 0,04 °C		± 0,07 °C	
Display			3,75'' LCD-Touchscreen		3,75'' LCD-Touchscreen		3,75''-LCD	
Umwälzpumpe			Variable Geschwindigkeit		2 Geschwindigkeiten		1 Geschwindigkeit	
Timer			Ja		Nein			
Externe Temperatursonde			Optional		Nein			
USB- und Ethernet-Schnittstelle			Ja		Nein			
Serieller Anschluss			RS232 und RS485		RS232		Nein	
Stromversorgung			240 V - 50 Hz					
Küvetten	**Maße L x T x H (mm)**		**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
7 l	außen	541 x 221 x 617	**847014**	**AA -**	**847015**	**AA -**	**847016**	**AA -**
	Innen	157 x 142 x 127						
15 l	außen	569 x 368 x 683	**847018**	**AA -**	**847019**	**AA -**	**847020**	**AA -**
	Innen	212 x 276 x 140						
20 l	außen	610 x 419 x 683	**847022**	**AA -**	**847023**	**AA -**	**847024**	**AA -**
	Innen	250 x 316 x 140						