Thermostatgesteuerte Bäder mit Umwälzung (Fortsetzung)

Thermostatbeheizte / gekühlte Bäder

847009



847002



Thermostat	Advanced digital	Standard digital	MX
Temperaturbereich	- 30 bis + 200 °C	- 30 bis + 170 °C	- 30 bis + 135 °C
Temperaturstabilität	± 0,01 °C	± 0,04 °C	± 0,07 °C
Display	3,75'' LCD-Touchscreen	3,75'' LCD-Touchscreen	3,75''-LCD
Umwälzpumpe	Variable Geschwindigkeit	2 Geschwindigkeiten	1 Geschwindigkeit
Timer	Ja	Nein	
Externe Temperatursonde	Optional	Nein	
USB- und Ethernet-Schnittstelle	Ja	Nein	
Serieller Anschluss	RS232 und RS485	RS232	Nein
Stromversorgung	240 V - 50 Hz		

Küvetten	Maße L x T x H (mm)		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
7 l *	auß.	541 x 221 x 617	847001	AA -	847002	AA -	847003	AA -
	Innen	157 x 142 x 127						
15 l	auß.	569 x 368 x 683	847005	AA -	847006	AA -	847007	AA -
	Innen	212 x 276 x 140						
15 l **	auß.	610 x 419 x 683	847009	AA -	-	-	-	-
	Innen	250 x 316 x 140						
28 l	auß.	672 x 457 x 683	847011	AA -	847012	AA -	-	-
	Innen	314 x 359 x 140						

* Mindesttemperatur -20 °C / ** Mindesttemperatur - 40 °C

Thermostatgesteuerte Bäder mit vollständiger Öffnung

- **Edelstahlwanne mit Isolationsbeschichtung**
- **Vollständige Öffnung des Deckels**
- **180 ° drehbarer Controller (nicht für MX-Thermostat)**
- **Platz für Kühlschlange**
- **Äußere Oberfläche fühlt sich bei der Verwendung bei hohen Temperaturen kühler an**

847025



847028



847029



Thermostat	Advanced digital	MX
Temperaturbereich	RT. 10 bis + 150°C	RT. 10 bis + 135°C
Temperaturstabilität	± 0,01 °C	± 0,07 °C
Display	3,75'' LCD-Touchscreen	3,75''-LCD
Umwälzpumpe	Variable Geschwindigkeit	1 Geschwindigkeit
Timer	Ja	Nein
Externe Temperatursonde	Optional	Nein
USB- und Ethernet-Schnittstelle	Ja	Nein
Serieller Anschluss	RS232 und RS485	Nein
Stromversorgung	240 V - 50 Hz	

Küvetten	Maße L x T x H (mm)		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
6 l	auß.	340 x 206 x 378	847025	AA -	847026	AA -
	Innen	110 x 110 x 152				
10 l	auß.	253 x 342 x 378	847027	AA -	847028	AA -
	Innen	99 x 255 x 152				
20 l	auß.	531 x 342 x 378	847029	AA -	847030	AA -
	Innen	264 x 228 x 152				

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com