Baher Wasserkocher



Für einstellbare Temperaturen von 30 °C bis 100 °C. Stabilität ± 3 °C.

- **Schneller Wasserkocher (6-7 Minuten)**
- **Schüssel und Heizelement aus Edelstahl**
- **Epoxidbeschichteter Sockel**
- **Thermostatregler mit synchronisiertem Schalter mit Signallampe**

Kapazität (Liter)	1
Nutz-/Außenmaße (ø x h)	14 x 11 cm / 15 x 19 cm
Verbrauch (W)	640
Gewicht (kg)	1
Art.Nr.	**068571**
CHF	**AA -**

Zubehör aus Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068572	Rack für 24 Hämolyseröhrchen, bis ø 13 mm	**AA -**
068573	Rack für 24 Hämolyseröhrchen, bis ø 18 mm	**AA -**
068574	Deckel mit Henkel aus Bakelit	**AA -**
068575	Abdeckplatte für Widerstand	**AA -**

Behälter aus transparentem Methacrylat



- **Halten Temperaturen von bis zu 60 °C stand**
- **Werden mit Thermostaten verwendet, die mit Klammern oder Klemmen befestigt werden**

Art. Nr.	Kapazität (l)	H x B x T (cm)	Wandstärke (mm)	CHF
068577	8	15 x 18 x 31	6	**AA -**
068578	9,5	14,5 x 16,5 x 39	6	**AA -**
068579	13	15 x 23 x 40	8	**AA -**
068580	30	20 x 30 x 50	8	**AA -**

Behälter aus Edelstahl



Metall-Behälter für Thermostate. Mit doppelter Haube.
Außen aus Edelstahl AISI 304 und innen aus AISI 310.

Art. Nr.	Vol. (L)	Griffe + Hahn	H x B x T innen (cm)	H x B x T auß. (cm)	Gewicht (kg)	CHF
068524	9	Nein	15 x 29 x 22	20 x 34 x 28	3,5	**AA -**
068525	12	Nein	15 x 30 x 31	20 x 37 x 35	4,3	**AA -**
068526	20	Ja	15 x 48 x 30	20 x 55 x 35	6,6	**AA -**
068527	27	Ja	20 x 48 x 30	25 x 55 x 35	7,6	**AA -**
068528	45	Ja	15 x 62 x 50	23 x 70 x 56	11	**AA -**

Ballast-Ring





Um Bruch und Umkippen zu vermeiden
Die mit chemisch beständigem Vinyl beschichteten Beschwerungsringe halten die Gläser im Wasserbad fest und verhindern so Bruch und Umkippen.
Geschlossener Ring (rot) oder offener Ring (blau).

				Geschlossen rot		Offen blau	
Gewicht (g)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ideal für	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
165	51	19	Reagenzgläser 5-10 ml	**085860**	**AA -**	-	-
237	76	43	Flaschen 125-500 ml	**085861**	**AA -**	**037626**	**AA -**
454	89	51	Flaschen 250-1000 ml	**085862**	**AA -**	**037627**	**AA -**
681	102	56	Flaschen 500-2000 ml	**085863**	**AA -**	**037628**	**AA -**
908	114	71	Flaschen 1000-4000 ml	**085864**	**AA -**	**037629**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085865	Aufbewahrungsgestell für Ringe (Höhe: 220 mm)	**AA -**