Ballastfaden

Flexibel und anpassungsfähig
Ballastfaden, der mit flexiblem Vinyl bedeckt ist.
Es lässt sich leicht verdrehen und nimmt jede gewünschte Position ein.



Art. Nr.	Bezeichnung	Ø (mm)	CHF
085866	Ballastfaden 114 g	6,4	AA -
085867	Ballastfaden 176 g	8	AA -

Gewichtshalter für Bechergläser

Bechergläser schwimmen nicht mehr im Wasserbad.
Vinylbeschichteter, beschwerter Ständer mit 4 Haltekrallen für Glas- oder Kunststoffbecher. Diese Vorrichtung ermöglicht ein stabiles Eintauchen des Becherglases und eine gute Zirkulation des Wassers um das Becherglas herum.



Art. Nr.	Gewicht (g)	Für Becher	Ø (mm)	CHF
085872	65	100 ml	60	AA -
085873	237	250 ml	80	AA -

Isolierkugeln für Wasserbäder

- **Hergestellt aus Polypropylen**
- **Barriere zwischen Flüssigkeit und Luft**
- **Dienen als beweglicher Deckel für Wasserbäder**
- **Durchmesser 20 mm**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ Box
144342	Isolierkugeln für Wasserbäder	300	AA -
067886	Isolierkugeln für Wasserbäder	1000	AA -

Desinfektionsmittel für Wasserbäder Rea-Stabil

Konzentriertes bakterizides Desinfektionsmittel für Wasserbäder und Thermostatbäder.
Mit destilliertem oder entmineralisiertem Wasser sind die Ergebnisse noch besser.

- **Effektivität : 2 bis 3 Monate**
- **Wasserfärbung: blau**
- **Sehr preiswert : 1 ml pro Liter (d.h. 10 ml für ein 10-Liter-Bad)**
- **Biologisch abbaubar und ungiftig**
- **Inhaltsstoffe: Biguanide Tenside und Farbstoff**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074022	200-ml-Flasche Rea-Stabil	AA -

Aquabator-Clean™ (100x)

Desinfektionsmittel zur Verwendung in Wasserbädern gegen Bakterien und Pilze.

- **Nutzungsbedingungen : 10 ml pro Liter Wasser - Wasserwechsel alle 4-6 Wochen und Zugabe von Aquabator-Clean alle 1-2 Wochen**
- **Stabil bei 100°C**
- **Biologisch abbaubar**



Art. Nr.	Typ	CHF
670935	Aquabator Clean (100x) 250 ml	AA -

Aqua Stabil 100 ml

Um die Flüssigkeit in Ihrem Wasserbad sauber zu halten.

- **Bremst das Wachstum von Algen und Bakterien**
- **Wasserfärbung: blau**
- **Wenn die Farbe verblasst, ist das Wasser zu wechseln**
- **Kostengünstig : 2 ml pro Liter Wasser**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
067752	Aqua Stabil 100 ml	12	AA -
067752A	Aqua Stabil 100 ml	1	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com