ULTRASCHALLBÄDER

Ultraschallreiniger 0,75 Liter



- Kapazität 0,75 l
- Behälter: Edelstahl
- Frequenz: 40 kHz
- Einstellbarer Timer
- Außen-/Innenmaße : 1775 x 155 x 100 mm / 155 x 125 x 45 mm
- Stromversorgung 230 Volt
- Wird mit Ständer und ABS-Korb geliefert

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098539	Ultraschallreiniger 0,75 Liter	AA -

Ultraschallbad 1,4 Liter

- Kapazität 1,4 l
- Edelstahl Behälter
- Frequenz : 42 kHz
- 5-Zyklen-Timer mit digitaler Anzeige
- Stromversorgung 230 V
- Gewicht: 1,8 kg
- Maße:
  - innen 160 x 128 x 46 mm
  - außen : 230 x 180 x 160 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053275	Ultraschallwanne	AA -

Beheizte Ultraschallbäder



- Frequenz : 40 kHz
- Ermöglicht eine Reinigung auf 3 Ebenen
- Gehäuse und Deckel aus korrosionsbeständigem ABS, Edelstahlbehälter
- Timer: 1 bis 99 min.

Modell	UC-02	UC-10 (10P)	UC-20 (20P)
Kapazität des Bades (l)	2	10	20
Temperatur	RT. bis 50 °C	RT. bis 70 °C	RT. bis 70 °C
Innenmaße B x T x H (mm)	142 x 132 x 104	300 x 240 x 150	495 x 292 x 150
Außenmaße B x T x H (mm)	290 x 210 x 200	49 x 368 x 297	721 x 451 x 297
Netto Gewicht (kg)	2	11	17
Art. Nr.	**446700**	**446783**	**446784**
CHF	AA -	AA -	AA -

Ultraschallbad 200 0,5 l Branson



- Kompakt, einfach und kostengünstig für kleine Objekte

Art. Nr.	Volumen (l)	Innenmaße (mm)	Außenmaße (mm)	CHF
910586	0,5	170 x 90 x 50	225 x 115 x 122	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910570	Kunststoffdeckel	AA -
910572	Kunststoffbehälter	AA -
910571	Drahtkorb, 155 x 86 x 45 mm	AA -

Reinigungslösung



- Für Ultraschallbäder
- Biologisch abbaubar
- Phosphatfrei

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910587	Reinigungslösung, 1 l	AA -