Ultraschallbäder Branson

- **Für eine hochqualitative Reinigung mit einer Frequenz von 40 kHz**
- **Sehr leise**
- **Inklusive Deckel**

3 Versionen :

M : Mechanische Uhr
Mit mechanischem Timer von 60 min. (+ kontinuierliche Arbeit)

MH : Mechanische Uhr mit Heizung
Mit mechanischem Timer für 60 Min. und einer Heizung von 55 °C (Ein-Aus)

CPXH : Digitale Uhr mit Heizung
Mit digitalem Timer, Entgasungsfunktion und einstellbarer Heizung bis 69 °C

CPXH-Version



- und MH-Versionen



Modell	1800 1,9 l			2800 2,8 l			3800 5,7 l			5800 9,5 l		
Timer	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH	M	MH	CPXH
Innenmaße (mm)	150 x 140 x 100			230 x 140 x 100			290 x 150 x 150			290 x 240 x 150		
Außenmaße (mm)	251 x 304 x 302			337 x 304 x 302			397 x 317 x 377			397 x 401 x 378		
Heizen 60 °C	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-
Heizen 20-69 °C	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok	-	-	Ok
Auslaufhahn	-	-	-	-	-	-	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Art. Nr.	**412542**	**412543**	**412544**	**412546**	**412547**	**412548**	**412550**	**412551**	**412552**	**412554**	**412555**	**412556**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör für 1800 1,9 l

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910575	Drahtkorb, 125 x 107 x 74 mm	**AA -**

Zubehör für 2800 2,8 l

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910580	Drahtkorb, 209 x 109 x 88 mm	**AA -**

Zubehör für 3800 5,7 l

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910836	Drahtkorb 261 x 119 x 136 mm	**AA -**

Zubehör für 5800 9,5 l

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
910585	Drahtkorb, 269 x 203 x 138 mm	**AA -**

Ultraschallbäder Elmasonic P

NEU

- **5 Ultraschallmodi für beste Ergebnisse :**
  - **Pulse: punktuelle Leistungssteigerung gegen hartnäckigen Schmutz**
  - **Sweep: gleichmäßige Verteilung des Ultraschalls**
  - **Degas: schnelles und einfaches Entgasen von Reinigungsflüssigkeit oder Proben**
  - **Leistungsregulierung: automatische Anpassung der Leistung**
  - **Autostart: automatischer Start bei Erreichen der Zieltemperatur**
- **2 wählbare Frequenzen : 37 kHz für hartnäckige Verschmutzungen oder 80 kHz für sanfte Reinigung**
- **2 Jahre Garantie**



Modell	P 30 H	P 60 H	P 70 H	P 120 H	P 180 H	P 300 H
Schnittstellen	Digital					
Volumen (l)	2,75	5,75	6,9	12,75	18	28
Innenmaße B x T x H (mm)	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150	505 x 137 x 100	300 x 240 x 200	327 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Korbmaße L x T x H (mm)	198 x 106 x 50	255 x 115 x 75	465 x 106 x 50	250 x 190 x 115	280 x 250 x 115	455 x 250 x 115
Temperaturbereich	+30 bis +80 °C					
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37 / 80					
Ultraschall-Leistung (W)	120 x 100	180 x 150	220	330		380
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer, Pulse, Sweep, Degas, Leistungsregulierung, Pause, Autostart					
Timer	1 bis 30 min					
Außenmaße B x T x H (mm)	300 x 179 x 221	365 x 186 x 271	568 x 179 x 221	365 x 278 x 321	390 x 340 x 321	568 x 340 x 321
Gewicht (kg)	3,3	5,1	5,6	7,5	8,5	11
Schutzklasse	IP 20					
Art. Nr. Bad	**950226**	**950227**	**950228**	**950229**	**950230**	**950231**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Korb	**950205**	**-**	**950208**	**910674**	**950212**	**950213**
CHF	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Deckel	**950217**	**-**	**950219**	**-**	**950221**	**950222**
CHF	**AA -**	**-**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com