NEU

Ultraschallbäder Elmasonic Select



- **5 Ultraschallmodi für beste Ergebnisse :**
  - **Degas: Schnelle und einfache Entgasung von Reinigungsflüssigkeit oder Proben**
  - **Eco: Leiserer Betrieb und geringere Abnutzung der Teile**
  - **Sweep: Gleichmäßige Verteilung des Ultraschalls**
  - **Pulse: Punktuelle Leistungssteigerung gegen hartnäckigen Schmutz**
  - **Dynamic: Abwechselnde Sweep- und Pulse-Funktionen zur Leistungssteigerung**
- **2 Jahre Garantie**

Modell	Select 30	Select 40	Select 60	Select 80	Select 100
Schnittstellen	Digital				
Volumen (l)	1,6	2,9	4,3	6,8	6,8
Innenmaße B x T x H (mm)	95 x 120 x 220	215 x 115 x 145	275 x 125 x 145	475 x 110 x 145	280 x 220 x 145
Korbmaße L x T x H (mm)	195 x 105 x 50	190 x 105 x 75	255 x 115 x 75	455 x 106 x 75	255 x 200 x 70
Temperaturbereich	+40 bis +80 °C				
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37				
Ultraschall-Leistung (W)	120		150		
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer, Degas, Eco, Sweep, Dynamic				
Timer	1 min bis 6 h				
Außenmaße B x T x H (mm)	305 x 170 x 230	305 x 170 x 280	370 x 210 x 275	570 x 195 x 280	380 x 300 x 280
Gewicht (kg)	3,6	3,8	5,2	6,9	6,2
Schutzklasse	IP20				
Art. Nr. Bad	**497715**	**497713**	**497716**	**497714**	**497717**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Korb	**950205**	**670070**	**670074**	**950209**	**670133**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Deckel	**950217**	**950217**	**670075**	**950219**	**670134**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Modell	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Schnittstellen	Digital					
Volumen (l)	10	8,7	14,2	22,0	40,3	63,7
Innenmaße B x T x H (mm)	300 x 215 x 195	485 x 280 x 95	300 x 370 x 195	475 x 270 x 195	500 x 330 x 290	600 x 500 x 285
Korbmaße L x T x H (mm)	250 x 190 x 110	455 x 250 x 45	280 x 250 x 115	455 x 250 x 110	460 x 300 x 195	545 x 460 x 190
Temperaturbereich	+40 bis +80 °C					
Ultraschall-Frequenz (kHz)	37					
Ultraschall-Leistung (W)	200	300	200	300	540	960
Betriebsarten	Kontinuierlich, Timer, Degas, Eco, Sweep, Dynamic					
Timer	1 min bis 6 h					
Außenmaße B x T x H (mm)	380 x 300 x 330	575 x 360 x 230	405 x 360 x 330	575 x 360 x 330	775 x 425 x 505	875 x 595 x 60
Gewicht (kg)	7,7	8,8	10,2	12,2	30,4	43,4
Schutzklasse	IP20					
Art. Nr. Bad	**497718**	**497719**	**497720**	**497721**	**497722**	**497723**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit schallschutz Deckel de protection sonique	-	-	-	-	**497724**	**497725**
CHF	-	-	-	-	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Korb	**910674**	**497743**	**950212**	**950213**	**497734**	**497733**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. Deckel	**670134**	**950222**	**950221**	**950222**	-	-
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-



799422

Lärmschutzboxen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497784	Lärmschutzbox Größe L für Elmasonic 100/120	**AA -**
799422	Lärmschutzbox Größe M für Elmasonic 10/15/20/30/40/60	**AA -**
497785	Lärmschutzbox Größe XL für Elmasonic 60/80/120/150/180/300	**AA -**