Ultraschallbäder Grant

XUB 5



XUB 10



XUB 12



XUB 18



XUB 25



XUBA 1



XUBA 3



- **Die Ultraschallbäder XUBA und XUB bieten Schnelligkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz für eine Vielzahl wissenschaftlicher Anwendungen**
- **Empfohlen für Anwendungen wie: Entgasung, Ultraschallchemie oder Auflösen von Flüssigkeiten**
- **Effektive und schnelle Reinigung von Laborinstrumenten, die eine vollständige Entfernung von Verunreinigungen gewährleistet**

5 digitale Modelle der XUB-Serie und zwei analoge Modelle der XUBA-Serie

Modelle XUB

Für eine gleichmäßige Verteilung der Wellen im gesamten Reservoir sowie zur Reduzierung von toten Punkten und stehenden Wellen. Zur genauen Kontrolle von Zeit, Temperatur, Ausgasungsmodus sowie des Flüssigkeitsstandes.

Geliefert mit :

- **1 Deckel ;**
- **1 SD-Karte für die Speicherung und Analyse der Ergebnisse ;**
- **1 Korb aus rostfreiem Stahl ;**
- **1 Ablasshahn ;**
- **einer 1-Liter-Flasche mit Reinigungslösung.**

Modelle XUBA

Für den Einsatz in Umgebungen, in denen nur kleine Instrumente aufbereitet werden müssen, ohne dass komplexe Kontrollen erforderlich sind.

Geliefert mit :

- **1 Deckel ;**
- **1 Korb aus rostfreiem Stahl ;**
- **einer 1-Liter-Flasche mit Reinigungslösung.**

Modell	XUB 5	XUB 10	XUB 12	XUB 18	XUB 25	XUBA 1	XUBA 3
Eigenschaften							
L x T x H auß. Bad (mm)	340 x 255 x 265	545 x 245 x 265	345 x 355 x 365	375 x 410 x 365	550 x 410 x 365	180 x 160 x 190	270 x 170 x 210
L x T x H in. Behälter (mm)	300 x 150 x 150	505 x 140 x 150	300 x 240 x 200	330 x 300 x 200	505 x 300 x 200	150 x 140 x 100	240 x 140 x 100
L x T x H Innenkorb (mm)	265 x 115 x 110	465 x 100 x 110	260 x 200 x 160	295 x 260 x 160	465 x 260 x 160	120 x 96 x 55	200 x 108 x 55
Arbeitsvolumen (Liter)	4,5	9,5	12,5	17,5	25	1,5	2,5
Volumen max. (Liter)	5	10,5	14	18,5	28	1,75	2,75
Leistung (W)	100	200	200	300	400	35	35
Frequenz (kHz)	32 -38	32 -38	32 -38	32 -38	32 -38	44	44
Heiz-Temperatur (°C)	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70	RT. +5 bis 70
Timer (min)	0 -99	0 -99	0 -99	0 -99	0 -99	0 -15	0 -15
Auslauf Hahn (Zoll)	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-
Spannung	220 -240	220 -240	220 -240	220 -240	220 -240	220 -240	220 -240
Art. Nr.	**144630**	**144631**	**144632**	**144611**	**144612**	**144628**	**144629**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Optionen

Ersatzdeckel	**144615**	**144616**	**144617**	**144618**	**144619**	**144613**	**144614**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Ersatzkorb aus Edelstahl	**144622**	**144623**	**144624**	**144625**	**144626**	**144620**	**144621**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
144627	Reinigungslösung - 1 Liter	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com