Laborwaagen FX und FZ

- Große digitale Fluoreszenzdisplay
- Schnell stabilisierendes Wiegen
- Mechanismus zum Schutz vor vertikaler und transversaler Überlastung
- Serienmäßiger RS232C-Anschluss für die Datenübertragung, optionaler USB-Anschluss
- Optionaler interner wiederaufladbarer Akku
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)

NEU



Modell	F-120i	F-200i	F-300i	F-500i	F-1200i	F-2000i	F-3000i	F-5000i
Kapazität (kg)	122	220	320	520	1220	2200	3200	5200
Anzeigegenauigkeit (mg)	1				10			
Wiederholbarkeit (mg)	1				10			
Linearität (mg)	2				20			
Stabilisierungszeit (s)	1							
Maße Tablett (mm)	130				150			
Maße (B x T x H)(mm)	183 x 262,5 x 85,5							
Netto Gewicht	FZ-i : 3,0 / FX-i : 2,5							
Fx Außen-Kal.	**785124**	**785094**	**785125**	**785095**	**785100**	**785122**	**785126**	**785127**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Fx Außen-Kal. IP65	**785139**	**785140**	**785141**	**-**	**785142**	**785143**	**785144**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**
Fz Innen-Kal	**785128**	**785120**	**785129**	**785130**	**781894**	**785131**	**785132**	**785133**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Fz Innen-Kal. IP65	**785145**	**785146**	**785147**	**-**	**785148**	**785149**	**785150**	**-**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**-**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785009	USB-Schnittstelle mit Kabel	**AA -**
785010	Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software	**AA -**
785151	Interne wiederaufladbare Batterie (Werksinstallation)	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
785152	Kleinformatiger Wiegekäfig für alle Standardmodelle	**AA -**
785153	Kleiner Wiegekäfig für alle Modelle IP 65	**AA -**
785154	Großformatige Wiegekäfige für alle Standardmodelle	**AA -**
785155	Großformatiger Wiegekäfig für alle Modelle IP 65	**AA -**
785156	Tierwaagschale für Plattform Ø 150 mm	**AA -**

Analytische Waagen HR-A / HR-AZ

- Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
- Abnehmbarer Wiegekäfig erleichtert die Reinigung
- Platzsparende zylindrische Türen
- Automatische Ein- und Ausschaltfunktion

Modell	HR-100A(Z)	HR-150A(Z)	HR-251A(Z)	HR-250A(Z)
Kapazität (kg)	102	152	62 / 252	252
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,1		0,1 / 1	0,1
Wiederholbarkeit (mg)	0,1		0,1 / 0,5	0,2
Linearität (mg)	± 0,2		± 0,3 / ± 1	± 0,3
Stabilisierungszeit (s)	2			
Maße Tablett (mm)	Ø 90 mm			
Maße (L x T x H)(mm)	198 x 294 x 315			
Netto Gewicht (kg)	Modell A : 3,5 / Modell AZ : 3,9			
Modell Art. Nr. HR-A (außen Kal.)	**785001**	**785002**	**785003**	**785004**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Modell Art. Nr. HR-AZ (innen Kal.)	**785005**	**785006**	**785007**	**785008**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com