Tisch-Ionisator für OHAUS™-Waagen

Verbessert die Wiegegenauigkeit durch Verringerung der statischen Elektrizität.

- **Erzeugung von bipolaren Ionen durch Corona-Entladung, ohne Luftstrom**
- **Robuster Motor**
- **Einstellbare Neigung und Höhe des Ionisators**

Betriebstemperatur	+5 bis +40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	80 %
Maße L x T x H (mm)	201 x 133 x 123
Gewicht (kg)	0,5
Art. Nr.	**092766**
CHF	**AA -**



Tragbare Waagen OHAUS™ Emerald-Serie

Modell	JE120	JE250	JE500
Kapazität (g)	120	250	500
Anzeigegenauigkeit (g)	0,1		
Wiederholbarkeit (g)	0,1		
Linearität (g)	0,1		
Maße Tablett (mm)	83 x 76		
Maße L x T x H (mm)	136 x 83 x 20		
Nettogewicht (kg)	0,2		
Art. Nr.	**001286**	**001472**	**001473**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Praktisch, kompakt, präzises Wiegen in Griffnähe.

- **Großes hintergrundbeleuchtetes Display**
- **Werden mit einer Schutzabdeckung geliefert, für Transport und Lagerung**
- **Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien**
- **Batteriebetrieben (2 x AAA, enthalten)**
- **Garantie: 1 Jahr**



Tragbare Waagen OHAUS™ CX-Serie

Modell	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Kapazität (kg)	220	620	1200	2200	5200
Anzeigegenauigkeit (g)	0,1			1	
Stabilisierungszeit (s)	1,5		2	1,5	
Tablett Maße (mm)	128 x 142				
Maße (B x T x H)(mm)	135 x 201 x 41				
Netto Gewicht (kg)	0,5				
Art. Nr.	**333535**	**333536**	**333537**	**333538**	**333539**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

- **Großes, hintergrundbeleuchtetes 18-mm-LCD-Display**
- **Gehäuse aus ABS und Plattform aus rostfreiem Stahl**
- **Externe Kalibrierung**
- **Kompaktes Design ermöglicht das Stapeln von bis zu 4 Waagen**
- **Batteriebetrieben : 3 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) - bis zu 1000 Stunden Laufzeit**
- **Netzadapter bitte separat bestellen**



GERINGER ENERGIEVERBRAUCH

Zubehör

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**CHF**
333573	Transportkoffer	**AA -**
001763	Wiegeschale 1050 ml	**AA -**
333574	Netzadapter	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com