Tragbare Waagen Scout™ SKX und STX OHAUS™



SKX



STX

- Tablett aus rostfreiem Stahl
- Mechanischer Überlastungsschutz
- Modelle 1 mg mit Wiegeglocke
- Vielfältige Konnektivitätsoptionen für Datenspeicherung und Kommunikation
- Betrieb mit Netzadapter (mitgeliefert) oder Batterien (4 x AA, nicht mitgeliefert)
- Externe Kalibrierung

Scout SKX-Waagen

- LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Schnittstelle mit 4 Kontrollknöpfen

Scout STX-Waagen

- VGA Farb-Touchscreen
- Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)

Modell	123	223	222	422	622	1202	2202	421	621	2201	6201	8200
Kapazität (kg)	120	220		420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Anzeigegenauigkeit (mg)	1		10					100				1000
Wiederholbarkeit (mg)	2		10			20		100				1000
Linearität (mg)	3		10		20	30		100			200	1000
Stabilisierungszeit (s)	1,5		1			1,5		1				
Maße Tablett (mm)	Ø 93		Ø 120			170 x 140		Ø 120	170 x 140			
Maße (L x T x H) (mm)	202 x 222 x 103		202 x 224 x 54									
Netto Gewicht (kg)	1											
Art. Nr. SKX-Modelle	**092707**	**-**	**092708**	**092709**	**092710**	**092711**	**092712**	**092713**	**092714**	**092715**	**092716**	**092717**
CHF	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. STX-Modelle	**092718**	**092719**	**092720**	**092721**	**092722**	**092723**	**092724**	**092725**	**092726**	**092727**	**092728**	**092729**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
092730	RS232-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092731	USB-Host-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092732	USB-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092733	Bluetooth™-Interface-Kit	**AA -**
092734	Ethernet-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092735	Transportkoffer	**AA -**

Tragbare Waagen Navigator™ OHAUS





- Großes 20 mm hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- ABS-Gehäuse und Edelstahl-Plattform
- Mechanisches Überlastungsschutzsystem
- Stromversorgung über Netzadapter (im Lieferumfang enthalten) oder 4 C-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 270 h Laufzeit

Modell	NV123	NV223	NV323	NV222	NV422	NV622	NV1202	NV2202	NV3202	NV221	NV621	NV1201	NV2201
Maximale Kapazität (g)	120	220	320	220	420	620	1200	2200	3200	220	620	1200	2200
Anzeigegenauigkeit (g)	1			0,01			10			0,1			
Stabilisierungszeit (s)	2,5			1	1,5		2			1			
Maße Tablett (mm)	Ø 93			Ø 145			190 x 144			190 x 144			
Maße (B x T x H) (mm)	204 x 230 x 70												
Netto Gewicht (kg)	1												
Art. Nr.	**333778**	**333779**	**333780**	**333521**	**333522**	**333523**	**333781**	**333782**	**333783**	**333524**	**333525**	**333526**	**333527**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Modell	NVT 2201	NVT 4201	NVT 6201	NVT 10201	NVT 2200	NVT 6200	NVT 12000	NVT 22000
Maximale Kapazität (g)	2200	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Anzeigegenauigkeit (g)	0,1				1			
Stabilisierungszeit (s)	1	1,5			1			
Maße Tablett (mm)	230 x 174							
Maße (B x T x H) (mm)	240 x 250 x 74							
Netto Gewicht (kg)	1,5							
Art. Nr.	**092546**	**333528**	**333529**	**333784**	**333531**	**333532**	**333533**	**333534**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
092547	Wiederaufladbarer Akku	**AA -**
092551	RS232-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092552	USB-Schnittstellen-Kit	**AA -**
092553	Ethernet-Schnittstellen-Kit	**AA -**
333575	Transportkoffer	**AA -**
333576	NV Stapel-Kit x 1	**AA -**
333577	NV Stapel-Kit x 4	**AA -**