## Ohaus Adventurer AX Laborwaagen



**EINFACHE BEDIENUNG UND ZEITERSPARNIS**

- Farbiger LCD-Touchscreen, der auch mit Laborhandschuhen bedient werden kann
- 6 mechanische Tasten für grundlegende Operationen
- 9 Modi für komplexe Anwendungen
- 0,1- und 1-mg-Modelle mit einem aus zwei Glasscheiben bestehenden Wiegekäfig, der beim Öffnen weniger Platz auf der Rückseite beansprucht
- Datenabruf über zwei USB-Anschlüsse (vorne und hinten)
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)

M-Modelle: zertifiziert für das gesetzliche Messwesen

| Waagen-Typ | Analytisch | | | Genauigkeit | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modell** | AX124 | AX224 | AX324 | AX223 | AX423 | AX523 | AX422 | AX822 | AX1502 | AX2202 | AX4202 | AX5202 | AX2201 | AX4201 | AX8201 |
| Kapazität (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 420 | 820 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 2200 | 4200 | 8200 |
| Anzeigegenauigkeit (mg) | 0,1 | | | 1 | | | 10 | | | | | | 100 | | |
| Wiederholbarkeit (mg) | ± 0,1 | | | ± 1 | | | ± 10 | | | | | | ± 100 | | |
| Linearität (mg) | ± 0,2 | | | ± 2 | | | ± 20 | | | | | | ± 200 | | |
| Stabilisierungszeit (s) | 3 | | | 2 | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | |
| Maße Tablett (mm) | Ø 90 | | | Ø 130 | | | 175 x 195 | | | | | | | | |
| Maße (B x T x H )(mm) | 350 x 240 x 345 | | | | | | 350 x 240 x 105 | | | | | | | | |
| Netto Gewicht (kg) | 5,1 | | | 5,8 | | | 4,6 | | | | | | | | 3,8 |
| **Art. Nr. Außen-Kal.** | 092637 | 092640 | - | 092645 | 092648 | 092651 | 092756 | 092758 | 092656 | 092659 | 092662 | - | 092760 | 092762 | 092764 |
| CHF | 2255,65 - | 2381,40 - | - | 1475,35 - | 1720,75 - | 2010,95 - | 1114,40 - | 1272,80 - | 1453,05 - | 1474,90 - | 1715,30 - | - | 1048,70 - | 1278,25 - | 1414,65 - |
| **Art. Nr. Innen-Kal.** | 092635 | 092638 | 092641 | 092643 | 092646 | 092649 | 092755 | 092757 | 092654 | 092657 | 092660 | 092663 | 092759 | 092761 | 092763 |
| CHF | 3074,10 - | 3213,20 - | 3401 - | 2163 - | 2448,15 - | 2768,10 - | 1738,75 - | 1919,60 - | 2128,25 - | 2156,05 - | 2441,20 - | 2768,10 - | 1662,25 - | 1933,50 - | 2086,50 - |
| **Art. Nr. Innen-Kal. M** | 092636 | 092639 | 092642 | 092644 | 092647 | 092650 | - | - | 092655 | 092658 | 092661 | 092664 | - | - | 092765 |
| CHF | 2851,10 - | 2976,85 - | 3113 - | 2069,90 - | 2315,75 - | 2605,95 - | - | - | 2042,60 - | 2070,05 - | 2310,25 - | 2600,35 - | - | - | 2004,50 - |

