OHAUS Explorer™ Laborwaagen

- **Großer VGA-Farb-Touchscreen**
- **Display kann von der Plattform getrennt werden, um an einer Säule oder an der Wand montiert zu werden**
- **Externe Kalibrierung, oder automatische interne Kalibrierung AutoCal**
- **Oberes Gehäuse aus ABS, Plattform aus Edelstahl**
- **0,1- und 1-mg-Modelle mit Wiegekäfig, mit antistatischen Platten zur schnellen Freigabe**
- **Ausgestattet mit 4 programmierbaren Sensoren, sodass Sie die Hände frei haben, um Aufgaben wie Drucken, Kalibrieren, Tarieren oder das Öffnen der Tür des Wägekorbs zu erledigen (nur AD-Modelle)**
- **GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)**









INTELLIGENZ
LEISTUNG

Halb-Mikro und Analysenwaagen Explorer OHAUS

Typ	Halb-Mikro				Analytisch		
Modell	EX 125D	EX 125	EX 225D	EX 225	EX 124	EX 224	EX 324
Kapazität (kg)	52/120	120	120/220	220	120	220	320
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,01/0,1	0,01	0,01/0,1	0,01	0,1		
Wiederholbarkeit (mg)	0,1	0,02	0,02/0,1	0,03	0,1		
Linearität (mg)	0,1				0,2		
Zulässiges Mindestgewicht (g)	0,02				0,16		
Stabilisierungszeit (s)	3 (ca. 0,1 mg) / 8 (ca. 0,01 mg)				2		3
Maße Tablett (mm)	Ø 80				Ø 90		
Basismaße B x T x H (mm)	230 x 393 x 350						
Displaymaße B x T x H (mm)	195 x 154 x 90						
Netto Gewicht (kg)	7 / Modell AD : 7,5				6,9		
Innen-Kalibrierung	092687	092689	092691	-	092560	092561	092563
CHF	AA-	AA-	AA-	-	AA-	AA-	AA-
Innen-Kalibrierung M	092688	092690	092692	-	-	092562	092564
CHF	AA-	AA-	AA-	-	-	AA-	AA-
Innen-Kalibrierung AD	-	-	092693	092695	092611	092613	092615
CHF	-	-	AA-	AA-	AA-	AA-	AA-
Innen-Kalibrierung M, AD	-	-	092694	092698	-	092614	092616
CHF	-	-	AA-	AA-	-	AA-	AA-

M-Modelle: zertifiziert für die gesetzliche Metrologie / AD-Modelle: automatisch öffnende Türen

Hochleistungswaagen Explorer Ohaus

Typ	Hohe Kapazität		
Modell	EX12001	EX24001	EX35001
Kapazität (kg)	12000	24000	35000
Anzeigegenauigkeit (mg)	100		
Wiederholbarkeit (mg)	± 100		
Linearität (mg)	± 200		
Zulässiges Mindestgewicht (g)	82		
Stabilisierungszeit (s)	< 1		
Maße Tablett (mm)	377 x 311		
Basismaße B x T x H (mm)	377 x 120 x 443		
Displaymaße B x T x H (mm)	195 x 90 x 154		
Netto Gewicht (kg)	10		
Innen-Kalibrierung	092623B	092625B	092627B
CHF	AA -	AA -	AA -
Innen-Kalibrierung M	092624	092626	092628
CHF	AA -	AA -	AA -

M-Modelle: zertifiziert für das gesetzliche Messwesen

Präzisionswaagen Explorer OHAUS

Typ	Genauigkeit									
Modell	EX 223	EX 423	EX 623	EX 1103	EX 2202	EX 4202	EX 6202	EX 10202	EX 6201	EX 10201
Kapazität (kg)	220	420	620	1100	2200	4200	6200	10200	6200	10200
Anzeigegenauigkeit (mg)	1				10				100	
Wiederholbarkeit (mg)	1				10				100	
Linearität (mg)	2				20				200	
Zulässiges Mindestgewicht (g)	1,6				16				160	
Stabilisierungszeit (s)	1,5				1					
Maße Tablett (mm)	Ø 130				190 x 200					
Basismaße B x T x H (mm)	230 x 393 x 350				230 x 393 x 98					
Displaymaße B x T x H (mm)	195 x 90 x 154									
Netto Gewicht (kg)	6,9				4,3		5			
Außen-Kalibrierung	092617	092618	092568	-	092619	092620	092621	-	092622	-
CHF	AA-	AA-	AA-	-	AA-	AA-	AA-	-	AA-	-
Innen-Kalibrierung	092565	092566	-	092569	092571	092572	092574	092575	092577	092578
CHF	AA-	AA-	-	AA-	AA-	AA-	AA-	AA-	AA-	AA-
Innen-Kalibrierung M	-	092567	-	092570	-	092573	-	092576	-	092579
CHF	-	AA-	-	AA-	-	AA-	-	AA-	-	AA-

M-Modelle: zertifiziert für das gesetzliche Messwesen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
092581	Ethernet-Schnittstelle	AA -
092583	USB-Schnittstellenkabel (Typ A und B)	AA -
092584	Gerät-Verlängerungskabel	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
092585	Kit zur Bestimmung der Dichte	AA -
092586	Anti-Diebstahl-Vorrichtung	AA -
092587	Säulenkit	AA -
092588	Windschutz	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com