Entris® II essential Laborwaagen

NEU





- Oberer Rahmen aus PBT, Waagschale aus Edelstahl
- LED-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche, geeignet für Laborhandschuhe
- IsoCal-Option für automatische interne Kalibrierung
- USB-C- und RS232-Anschluss für den direkten Datenabruf von einem Computer
- Erhältlich mit Zertifikat für das gesetzliche Messwesen
- GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)

Typ	Analytisch		
Modell	BCE64	BCE124	BCE224
Kapazität (kg)	60	120	220
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,1		
Wiederholbarkeit (mg)	0,1		
Stabilisierungszeit (s)	‹ 1,5		
Maße Tablett (mm)	Ø 90		
Maße (L x T x H)(mm)	219 x 317 x 345		
Netto Gewicht (kg)	5,9		
Art. Nr. außen Kal.	**845103**	**845046**	**845062**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal.	**845106**	**845049**	**845065**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal. M	**845105**	**845048**	**845064**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Typ	Genauigkeit											
Modell	BCE223	BCE323	BCE423	BCE623	BCE653	BCE622	BCE822	BCE1202	BCE2202	BCE3202	BCE4202	BCE6202
Kapazität (kg)	220	320	420	620	650	620	820	1200	2200	3200	4200	6200
Anzeigegenauigkeit (mg)	1					10						
Wiederholbarkeit (mg)	1					10						
Stabilisierungszeit (s)	‹ 1					‹ 0,9						
Maße Tablett (mm)	Ø 120					182 x 182						
Maße (L x T x H)(mm)	219 x 317 x 345				219 x 345 x 145	219 x 317 x 94						
Netto Gewicht (kg)	5,9				4,5	4,6						
Art. Nr. außen Kal.	**845058**	**845071**	**845079**	**845099**	**845107**	**845095**	**845119**	**845042**	**845054**	**845066**	**845075**	**845091**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal.	**845061**	**845074**	**845082**	**845102**	**845110**	**845098**	**845122**	**845045**	**845057**	**845069**	**845078**	**845094**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal. M	**845060**	**845073**	**845081**	**845101**	**845109**	**845097**	**845121**	**845044**	**845056**	**845068**	**845077**	**845093**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Typ	Genauigkeit				
Modell	BCE2201	BCE5201	BCE8201	BCE6200	BCE8200
Kapazität (kg)	2200	5200	8200	6200	8200
Anzeigegenauigkeit (mg)	100			1000	
Wiederholbarkeit (mg)	100			1000	
Stabilisierungszeit (s)	‹ 0,9				
Maße Tablett (mm)	182 x 182				
Maße (L x T x H)(mm)	219 x 317 x 94				
Netto Gewicht (kg)	4,6			4,3	
Art. Nr. außen Kal.	**845050**	**845083**	**845115**	**845087**	**845111**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal.	**845053**	**845086**	**845118**	**845090**	**845114**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. innen Kal. M	**845052**	**845085**	**845117**	**845089**	**845113**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**