Practum® Laborwaagen



150420



150424

Zuverlässige und robuste Waagen, die für den Einsatz bei Bildung geeignet sind.

- **Touchscreen aus Glas, mit Laborhandschuhen bedienbar**
- **Hohe Zuverlässigkeit und Robustheit durch mechanischen Überlastungsschutz**
- **Robuster Wiegekäfig, der selbst dem Missbrauch durch einen unerfahrenen Benutzer standhält**
- **Vollständig abnehmbare und spülmaschinenfeste Scheiben**
- **Menüsperre, um unbeabsichtigte Manipulationen zu verhindern**
- **Automatische Dokumentation der Spur-/Gewichtsverlustprozesse und der Abfüllverfahren**
- **USB-Anschluss zum Anschließen eines Druckers oder zum direkten Speichern der Daten in einer Microsoft Excel-Tabelle**
- **GLP-Druckoption (Datum, Uhrzeit, Kennzeichnungen)**

Typ	Analytisch		Genauigkeit						
Modell	224	124	313	213	2102	1102	612	5101	5100
Kapazität (kg)	220	120	310	210	2100	1100	610	5100	5100
Anzeigegenauigkeit (mg)	0,1		1		10			100	1000
Wiederholbarkeit (mg)	0,1		1		10			100	500
Linearität (mg)	0,3		3		30			300	1000
Stabilisierungszeit (s)	4		3						
Tablett-Ø (mm)	90		120		180				
Maße (L x T x H)(mm)	360 x 216 x 320				360 x 216 x 95				
Netto Gewicht (kg)	4,5				3,1				
Art. Nr.	**150420**	**150421**	**150422**	**150423**	**150424**	**150425**	**150426**	**150427**	**150428**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör für Sartorius Laborwaagen

Art. Nr.	**Bezeichnung**	**Kompatibilität**				**VE**	**CHF/ VE**
		Entris II®	**Practum®**	**Quintix®**	**Secura®**		
150401	Labor-Thermodrucker YDP40	x	x	x	x	1	**AA -**
150402	Druckpapier für YDP40 Rolle 24 m	x	x	x	x	5	**AA -**
149993	YDP30 Labordrucker	x		x	x	1	**AA -**
150993	Druckpapier für YDP30 Rolle 90 m	x		x	x	1	**AA -**
845134	Selbstklebendes Papier für Drucker YDP30 Rolle 90 m					1	**AA -**
146858	YDP20 Labordrucker	x				1	**AA -**
147006	Druckpapier für YDP20 Rolle 40 m	x				5	**AA -**
147005	Farbband für den Drucker YDP20	x				1	**AA -**
150403	Mini-USB / USB-A-Kabel		x	x	x	1	**AA -**
150404	Mini-USB- / RS232-Kabel (9-PIN)		x	x	x	1	**AA -**
845168	USB-C / USB-A Kabel (zum PC)	x				1	**AA -**
845150	USB-C / USB-B-Kabel (zum Drucker)	x				1	**AA -**
146860	USB-Kabel 1,8 m			x		1	**AA -**

