Sartorius-Trockner

SARTORIUS

Bestimmung des Gesamtwassergehalts von Lebensmitteln (flüssig, pastös und fest).

- **Schnelles Ergebnis**
- **Einfach zu verwenden und zu reinigen**
- **Zuverlässige Ergebnisse**

Modell MA160 :

- **Entwicklung neuer Methoden in drei intuitiven Schritten**
- **Passwortgeschützte Methoden**
- **Integrierter Leistungstest: Überprüfung der korrekten Funktion des MA 160 mit einem Knopfdruck**







	MA35-M	MA37	MA160
Wärmequelle	Infrarot	Infrarot (Metallröhrchen)	Infrarot (AURI-Heizung 600 w)
Temperatur Bereich	40 - 160 °C		
Schritt	-	In Schritten von 1 °C	
Standby-Temperatur	-	Einstellbar von 40 bis 160 °C	
Max. Gewicht	35 g	70 g	200 g
Genauigkeit	0,001 g / 0,01 %		
Reproduzierbarkeit	Für ein Wiegen von 5 g : 0,05 %		Für ein Wiegen von 5 g : ± 0,05 %
Trocknungsmodus	Standard		
	-	Mild	
Stopp-Modus	Vollständig automatisch		
	-	Halbautomatisch mg (1 - 50 mg) / (5 - 300 Sekunden)	
	-	Halbautomatisch % (0,1 - 5 %) / (5 - 300 Sekunden)	
	Timer-Stopp 0,1 bis 99 min	Timer-Stopp: zwischen 2 - 99:59 min	
	Manuell		
Ausdruck der Ergebnisse	Feuchtigkeitsgehalt % und g		
	Trockenstoff % und g		
	ATRO %		
Interner Speicher	1 Blatt		100 Methoden
Schnittstellen	RS232	Mini-USB (automatische Druckererkennung, direkte Übertragung an Microsoft-Programme®)	
Übertragung von Daten	-	-	SD-Speicherkarte
Maße (L x T x H) (mm)	224 x 366 x 191	215 x 400 x 210	
Gewicht (kg)	5,8	6,2	6,3
Art. Nr.	**845135**	**150974**	**147924**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
148915	Aluminiumschale für Exsikkator MA37	80	**AA -**
147923	Glasfaserpapier Ø 90 mm für flüssige Produkte	200	**AA -**
148914	Glasfaserpapier Ø 90 mm für pastöse Produkte	80	**AA -**
153022	ReproEasy-Schale für Leistungstests und Überprüfung der Wiederholbarkeit des Analysators	10	**AA -**
153024	Externes Justiergewicht 50 g Klasse E2 mit Kalibrierungszertifikat (für MA37)	1	**AA -**
153023	Externes Justiergewicht 100 g Klasse E2 mit Kalibrierungszertifikat (für MA160)	1	**AA -**

Drucker

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150401	Standarddrucker YDP40	**AA -**
149993	GLP-Drucker YDP30	**AA -**
150402	Papier für Drucker YDP40	**AA -**
150993	Papier für Drucker YDP30	**AA -**

Diluter S-DILUTER-1






- **Intuitive Programmierung**
- **Einfach zu bedienen: nur 2 Tasten**
- **Speicherbarer Verdünnungsparameter**
- **Verdünnung von 1/2 bis 1/999**
- **Höchstgewicht : 3500 Gramm**
- **Wiegegenauigkeit ≤ 1 % (ab 5 g)**
- **Verdünnung Genauigkeit < 1 %**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
080991	GOSSELIN DILUTER - 1 Pumpe, gravimetrischer Verdünner	**AA -**

DILUFLOW-Diluter

Gravimetrischer Diluter

- **Verdünnung von 1/2 bis 1/99**
- **Höchstgewicht : 3000 Gramm**
- **Auflösung: 0,01 bis 200 Gramm, dann 0,1**
- **Wiegegenauigkeit : ± 0,05 g (von 0 bis 100 Gramm) ± 0,1% von 100 bis 3000 Gramm**
- **Genauigkeit Verdünnung > 98%**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150358	Diluter DILUFLOW 1 Pumpe	**AA -**
150359	Diluter DILUFLOW 2 Pumpen	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com