Präzisionsgewichte und -massen (Fortsetzung)

Komplette Gewichtskästen

➤ **Weitere Kästchenserien auf Anfrage erhältlich**

Wert	Anzahl Gewichte	Gesamtgewicht	Kategorie F1				Kategorie E2			
			Kasten		Cofrac-Kalibrierung		Kasten		Cofrac-Kalibrierung	
			Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1 - 500 mg	12	1,11 g	**677830**	**AA -**	**677835***	**AA -**	**677840**	**AA -**	**677845***	**AA -**
1 - 200 g	11	610 g	**677831**	**AA -**	**677836***	**AA -**	**677841**	**AA -**	**677846***	**AA -**
1 - 500 g	12	1110 g	**677832**	**AA -**	**677837***	**AA -**	**677842**	**AA -**	**677847***	**AA -**
1 g - 1 kg	13	2110 g	**677833**	**AA -**	**677838***	**AA -**	**677843**	**AA -**	**677848***	**AA -**
1 g - 2 kg	15	6110 g	**677834**	**AA -**	**677839***	**AA -**	**677844**	**AA -**	**677849***	**AA -**

* Zusätzlich zum Gewicht zu bestellen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Foto	CHF
677819	Handschuhe aus Baumwolle	A	**AA -**
677766	Kleiner Pinsel	B	**AA -**
677767	Großer Pinsel		**AA -**
677768	10 cm Pinzette mit geschützter, nichtmagnetischer Spitze	C	**AA -**
677851	22 cm Pinzette mit geschützter, nichtmagnetischer Spitze		**AA -**
677852	Gewichtsreinigungsset	D	**AA -**
677853	Reinigungsbirne mit Bürste		**AA -**


A


B


C


D

Anti-Vibrationstisch und -platte

➤ **Aus Granit**
➤ **Begrenzte Feuchtigkeitsaufnahme**
➤ **Einstellbare Nivellierfüße**

Art. Nr.	Typ	Maße (L x T x H) (mm)	Gewicht (kg)	CHF
677854	Tisch	700 x 600 x 750	120	**AA -**
677855	Tisch	900 x 600 x 750	135	**AA -**
677856	Plattform	550 x 450 x 65	45	**AA -**


677856


677855

Roberval Waage

➤ **Mit Frontskala, die kein zusätzliches Gewicht benötigt, um das Volumen von 5 bis 50 Gramm einzustellen**
➤ **Mit zwei Plattformen**
➤ **Aus lackiertem Stahl**
➤ **Klingen aus rostfreiem Stahl**
➤ **Wird mit einem Satz Gewichte geliefert**

Kapazität (g)	5000
Ablesen (g)	AA
Skala (g)	AA
Abteilung (g)	AA
Plattform-Ø (mm)	200
Maße (cm)	AA
Art. Nr.	**677817**
CHF	**AA -**



Suspension-Waage

➤ **Multi Data Hold-Funktion**
➤ **Messband zum Ziehen, Länge 100 cm**
➤ **Inklusive Blockbatterie (9V)**
➤ **Auto-Off-Funktion nach 3 Minuten ohne Benutzung**
➤ **Max. Messbereich : 50 kg**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
0151005	Suspension-Waage	**AA -**



Pinsel zum Reinigen der Tabletts



➤ **Antistatisch**
➤ **Größe M : 115 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
146998	Reinigungspinsel	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com