Wiegetische



Wiegetisch, der so konstruiert ist, dass er Erschütterungen und Schwingungen, die die Messergebnisse verfälschen könnten, absorbiert.

- **Polierte Granitplatte (34 kg) als integrierte Arbeitsfläche, abgestützt auf absorbierende Gummielemente**
- **Arbeitstisch mit profiliertem Aluminiumrahmen und höhenverstellbaren Beinen**
- **Maße**
  - B x T x H Tisch: 770 x 650 x 815 mm
  - L x T x H Plattform: 400 x 450 x 70 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
0151006B	Wiegetische	AA -

Mini Handschuhbox



- **Kammer aus Acryl (PMMA)**
- **Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C**
- **Gummifüße**
- **Seitliche Öffnungen für Handschuhe**
- **Leichtes Gewicht, leicht zu transportieren**

Maße (außen L x H x T) (mm)	300 x 400 x 400
Maße (Innen L x H x T) (mm)	290 x 390 x 390
Volumen (l)	34
Gewicht (kg)	5,7
Max. Belastung (kg)	10
Öffnung für Handschuhe (mm)	190
Art. Nr.	**499108**
CHF	**AA -**

Handschuhbox



- **Für die sichere Handhabung von Proben, geschützt vor Verunreinigungen**
- **Kammer aus transparentem Acrylglas (PMMA); leichter, steifer Aluminiumrahmen (Gesamtgewicht 14 kg); Kammerboden aus PE**
- **Temperaturbeständig von - 20 °C bis + 70 °C**
- **Hermetisch**
- **Füllanschluss für Gas mit selbstschließendem Ventil**
- **Außenmaße / Innen in L x H x T: 890 x 700 x 600 mm / 850 x 500 x 540 mm**
- **Max. Belastung ca. 40 kg**
- **Wird mit Schnellverbindung, Olive und Handschuhen der Größe 9 geliefert**

Optional: Schleuse mit 2 Türen, zur Einführung von Proben

- **Kann eine 1000-ml-Flasche aufnehmen**
- **Sicherheitssystem verhindert das gleichzeitige Öffnen der beiden Türen**
- **Außenmaße / Innenmaße L x H x T: 320 x 330 x 260 mm / 220 x 275 x 320 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490942	Handschuh-Schachteln	AA -
490941	Handschuhbox + Schleuse	AA -

Handschuhe für die Handschuhbox

- **Handschuhe beidhändig**
- **Geeignet für eine Öffnung mit einem Durchmesser von 190 mm**
- **Länge 750 mm**
- **Aus Naturkautschuk, antistatisch**
- **Reiß-, durchstoß- und abriebfest**



Größe	7	8	9	CHF Das Paar
Art. Nr.	490943	490944	490945	AA -

Gasregler für das Handschuhbox



- **Reguliert den Gaseinlass in die Handschuhbox, um den Gasverbrauch zu senken**
- **Wird mit einem Sensor, einem Schlauch zum Anschluss des Durchflussmessers an das Messgerät und einem Stromkabel geliefert**
- **Stromversorgung 230 V / 50 Hz**

Bereich der Luftfeuchtigkeit	0 - 50 % rF / rH
Temperatur Bereich	±20 °C bis 60 °C
Anzeigebereich	0,1 - 99 %, - 30 °C bis 70 °C
Präzisionssensor	0,1 rF/rH, 0,1 °C
Gasdurchflussmesser (l/min)	2-10
Länge des Sensors (m)	1,2
Gewicht (kg)	1,8
Art. Nr.	**499109**
CHF	**AA -**