Labor-Mischmühlen KINEMATICA

Modell	Mischmühle MB 550	Mischmühle MB 800
Arbeitsvolumen	125, 250, 500, 1000 ml	2000 oder 4000 ml
Drehzahlbereich	1 bis zu 15.000 min^{-1}	1 bis zu 17.000 min^{-1}
Leistung (W)	550	800
Geräuschpegel	Ca. 72 dB(A) bei 15.000 min^{-1}	Ca. 79 dB(A) bei 17.000 min^{-1}
Versorgungsspannung	230 V ± 10 %, 50Hz / 60Hz	230 V ± 10 %, 50Hz / 60Hz
Gewicht (kg)	4,4	5,3
Art. Nr.	**497600**	**497601**
CHF	**AA -**	**AA -**

- **Labor-Mischmühlen mit Klingen zum Mischen, Dispergieren, Homogenisieren und Emulgieren**
- **Robust, zuverlässig und einfach zu bedienen**
- **2 Versionen verfügbar : MB550 bis zu 1000 ml und MB800 bis zu 4000 ml**
- **Kapazität: Schüsseln von 125 ml bis 4000 ml (zur Auswahl)**
- **Ein-/Ausschalter**
- **Geschwindigkeitsregulierung: Drehknopf und stufenlose Einstellung**
- **Variable Geschwindigkeit : von 1 bis 17000 U/min je nach Modell**
- **Ergonomisch: einfaches Wechseln der Schüsseln, einfache Reinigung mit dem Laborwaschgerät**
- **Verschiedene Schalen aus Borosilikatglas für Modell MB550 mit obligatorischem Schutzdeckel**
- **Verschiedene Schüsseln aus Edelstahl für das Modell MB800**
- **Mühlen, die mit einer Schüssel und einem Sicherheitsdeckel oder einer Stahlschüssel ausgestattet werden sollen**





Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.com ein, um das Video zu sehen

Schüsseln und Deckel für die Mischmühle MB 550

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497602	Mahlbecher aus Borosilikatglas 125 ml mit Messern*	**AA -**
497603	Mahlbecher aus Borosilikatglas 250 ml mit Messern*	**AA -**
497604	Mahlbecher aus Borosilikatglas 500 ml mit Messern*	**AA -**
497605	Mahlbecher aus Borosilikatglas 1000 ml mit Messern*	**AA -**
497608	Sicherheitsdeckel für 125-ml-Schüssel	**AA -**
497609	Sicherheitsdeckel für 250-ml-Schüssel	**AA -**
497610	Sicherheitsdeckel für 500-ml-Schüssel	**AA -**
497611	Sicherheitsdeckel für 1000-ml-Schüssel	**AA -**

* Muss unbedingt mit einem Sicherheitsdeckel ergänzt werden.

Schüsseln und Deckel für die Mischmühle MB 800

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
497606	Mahlbecher Edelstahl 2000 ml mit Messern	**AA -**
497607	Mahlbecher Edelstahl 4000 ml mit Messern	**AA -**

Labor-Mühle 4 Liter Waring Blendor

Fassungsvermögen	4 Liter
Tasten	Off-Lo-Med-Hi-Pulse
Geschwindigkeiten (U/min)	15800, 18000 und 20800
Basis	Gehäuse Edelstahl mit grauem Epoxydharz beschichtet
Behälter	Edelstahl + Deckel aus Polycarbonat und Gummidichtung
Klingen	Edelstahl
Höhe	66 cm
Gewicht	17,2 kg
Art.Nr.	**087137**
CHF	**AA -**

Labormühle mit 4-Liter-Edelstahlbehälter.

- **Vorgewählte Geschwindigkeit**
- **Lieferung mit Deckel**





Finden Sie Behälter und Zubehör auf www.milian.com

Analysenmühle

Mühle, die für harte und spröde Substanzen gedacht ist.

Geschwindigkeit max. (rpm)	28.000
Nutzbares Volumen max. (ml)	80
Max. Korngröße der Ladung (mm)	10
Maße (mm)	85 x 240 x 85
Gewicht (kg)	1,5
Art.Nr.	**250093**
CHF	**AA -**



Labormühlen

Hochleistungsmühle, die in Sekundenschnelle Produkte wie Samen, Gewürze und Nüsse zerkleinert.

- **Sicherheitsverriegelung des Deckels**
- **Gehäuse aus gebürstetem Metall**
- **PULSE-Funktion zur Auswahl der gewünschten Körnung**
- **Kommt mit 3 Schüsseln mit Aufbewahrungsdeckel**
- **Behälter und Mahlmesser aus Edelstahl**
- **Garantie: 1 Jahr**

Geschwindigkeit	19000 rpm
Maße (LxBxH)	120,6 x 139,7 x 210,8 mm
Gewicht	5,9 kg
Art. Nr.	**087116**
CHF	**AA -**



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com