Mischer MiniMix CC



Labormischer für kleine Proben von 5 bis 80 ml. Präzise, kompakt und ausgestattet mit einem digitalen Multifunktionsdisplay und dem Click and Clean®-System für eine vollständige Reinigung der Schaufeln und des Mischraums.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150319	MiniMix CC Mischer mit Fenster	AA -
140822	Mischer MiniMix CC geschlossen	AA -

Mühle BagMixer 400P / 400W und 400CC



- Optimales Volumen : 50- 400 ml
- Feste Geschwindigkeit : 8 Schläge / Sekunde (BagMixer 400P und 400 W)
- Variable Geschwindigkeit : 4, 6 , 8 , 10 Schläge / Sekunde
- Einstellbare Dauer : 30 - 210 s oder unendlich (BagMixer 400P und 400 W)
- Einstellbare Dauer : 1 s - 1 Stunde oder unendlich / Countdown
- Abklappbare Rotorblätter: Click & Clean-System (BagMixer 400 CC)
- Türöffnung 270°
- Auslaufschutzsystem Q-Tight
- Tür aus Glas oder Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140820	Zerkleinerer BagMixer 400P Edelstahltür	AA -
140821	Zerkleinerer BagMixer 400W Glastür	AA -
150327	Zerkleinerer BagMixer 400CC Glastür	AA -

Mischer BagMixer S und SW



- Mischen aller Arten von Proben
- Für Stomacher-Beutel von 80 bis 400 ml
- Leichtere Reinigung durch Click & Clean-Blattsysteme
- Integrierter Sicherheitsbehälter
- Geräuschlos : Nur 48 db
- Zeit einstellbar von 1 Sekunden bis 59 Minuten
- Einstellbare Mischgeschwindigkeit : 4/6/8/10 Schläge / Sekunden
- Maße/Gewicht: 29 x 45 x 37 cm / 26 kg

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150350	Zerkleinerer BAGMIXER 400 SW mit verglaster Edelstahltür	AA -
150351	Zerkleinerer BAGMIXER 400 S mit Edelstahltür	AA -

Homogenisierende Mühle Stomacher® 400





Mühle mit doppelter Knet- und Rührwirkung zum Homogenisieren von Proben direkt in sterilen Beuteln. Der runde Boden der Beutel in Kombination mit der Form der kreisförmigen Schaufeln sorgen für eine optimale Rückgewinnung der Zellen und Organismen, die in den zu behandelnden Proben enthalten sind.

- Display von Geschwindigkeit und Zeit
- 3 mögliche Programmierungen von Geschwindigkeit und Zeit für Wiederholbarkeit
- Von 80 ml bis 400 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
3193153	Stomacher® 400 Circulator	AA -



Rack 1 Platz



Rack 10 Plätze

Racks und Zubehör für Stomacher® 400

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
3193178	Rack 1 Platz	AA -
3193179	Rack 10 Plätze	AA -
3193181	Vorrichtung zum Öffnen eines Beutels	AA -
3193183	Clip zum Verschließen von Beuteln (200 Stück)	AA -

Sterile Beutel für Stomacher® 400

- Steril mit rundem Boden nur für Stomacher® 400
- Optimale Probenrückgewinnung
- Steril mit Filter für eine leichtere Probengewinnung ohne Verstopfungsbildung

Art. Nr.	Bezeichnung	Beutelgröße (mm)	Probenvolumen (ml)	VE	CHF/ VE
3193168	Standardbeutel	177 x 305	80 - 400	10 Lose zu je 50 (500)	AA -
3193171	Steriler Beutel mit Verschluss	177 x 305	80 - 400	10 Lose zu je 25 (250)	AA -
3193172	Steriler Filterbeutel	177 x 305	80 - 400	10 Lose zu je 20 (200)	AA -