## Stomacher EVO-Zerkleinerer

- „One Touch"-Beutelladesystem
- Leises und effektives Stomaching
- Einfache Reinigung der Kammer
- Abnehmbare Klinge
- Einfach zu bedienen
- Funktioniert mit allen Stomacher-Taschen
- Von 80 bis 400 ml

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 3193187 | Zerkleinerer Stomacher 400 EVO | AA - |






### Sterile Beutel für STOMACHER 400 EVO

| Art. Nr. | Beschreibung | Anwendungen: | Maße (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3193188 | Beutel Stomacher 400 ECO | Suche nach Krankheitserregern (Verdünnung 25g in 225 ml) | 177 x 200 mm | 10 Sets von 50 | AA - |
| 3193189 | Beutel Stomacher 400 ECO | Suche nach banaler Flora (Verdünnung 10g in 90 ml) | 155 x 200 mm | 10 Sets von 50 | AA - |

## Stomacher® 80 biomaster und biomaster 80 microbiomaster

Flügelmühle mit alternierenden Bewegungen, für die Verarbeitung von Proben zwischen 250 µl und 80 ml.
2 Modelle erhältlich: der Stomacher® 80 Biomaster und der Stomacher® 80 Microbiomaster. Der Mikrobiomaster verfügt über einen Mechanismus für die Verarbeitung von Proben zwischen 250 µl und 80 ml.






### Stomacher® 80 Mikrobiomaster

- Für Volumina von 250 µl bis 80 ml (direkt in sterilen Beuteln)
- Verarbeitung kleiner Mengen von 250 µl (Mikro-V-Beutel)
- Verstellbare Tür (Drehknopf), mit wahlweise den Abstand zwischen Tür und Klingen verringern

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 3193152 | Stomacher® 80 Microbiomaster | AA - |

### Stomacher® 80 Biomaster

- Für Volumina von 5 ml bis 80 ml direkt in sterilen Beuteln

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 3193151 | Stomacher® 80 Biomaster | AA - |

Rack 10 Plätze
3193177



### Sterile Beutel und Racks

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beutelgröße (mm) | Volumen Proben | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3193157 | Steriler Beutel | 105 x 155 | 5- 80 ml | 40 Lose mit 50 Stück (2000) | AA - |
| 3193158 | Steriler Beutel mit Verschluss | 105 x 155 | 5- 80 ml | 10 Lose mit 20 Stück (200) | AA - |
| 3193159 | Steriler Filterbeutel | 105 x 155 | 5- 80 ml | 10 Lose mit 20 Stück (200) | AA - |
| 3193160 | Steriler Beutel mit Verschluss und Filter | 105 x 155 | 5- 80 ml | 10 Lose mit 20 Stück (200) | AA - |
| 3193177 | Rack 10 Plätze für Stomacher-Beutel® 80 | - | | 1 | AA - |



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com