Stomacher® 3500 und Stomacher® 3500 Thermo





Zum Mischen großer Probenvolumina bis zu 3500 ml.
Ein Modell mit Heizwiderstand wurde speziell für die Behandlung bestimmter Proben entwickelt.

- **Für Volumina von 1000 und 3500 ml direkt in sterilen Beuteln**
- **Erhitzen bis 50 °C (nur Stomacher® 3500 Thermo)**


Rack 3 Plätze

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
3193154	Stomacher ®3500	**AA -**
3193156	Stomacher® 3500 Thermo	**AA -**

Sterile Beutel und Racks

Art. Nr.	Bezeichnung	Beutelgröße (mm)	Probenvolumen (ml)	VE	CHF/ VE
3193173	Steriler Standardbeutel	380 x 510	400 - 3500	5 Lose mit 50 Stück (250)	**AA -**
3193174	Verstärkter steriler Standardbeutel	380 x 510	400 - 3500	10 Lose mit 20 Stück (200)	**AA -**
3193180	Rack 3 Plätze	-	-	1	**AA -**


1


2


3


4

Foto 1: Sterile Beutel; von links nach rechts :
- steriler Standardbeutel für Stomacher® 400;
- steriler Mikrobeutel für Stomacher® micro 80;
- steriler Beutel mit Verschluss für Stomacher® 400;
- Mikrobeutel mit Verschluss ;
- Standardbeutel für Stomacher 400.

Foto 2: Links, steriler Beutel mit Verschluss für Stomacher® 80.
Rechts: steriler Filterbeutel für Stomacher® 400.

Fotos 3 und 4: Steriler Beutel mit Filter und Verschluss.

