Kolben-Heizgeräte

- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Erhitzen bis 450 °C**
- **Aus Stahl**
- **Isolierung aus geformtem Siliziumdioxid**
- **Mit Glasfaser beschichtetes Heizelement**



Modell ES (446776B) :
- mit einem integrierten Magnetrührer ausgestattet
- Rührgeschwindigkeit : 100 - 1000 rpm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
Kolbenwärmer ohne Rührwerk		
446774B	Kolbenwärmer 0-450 °C, 250 ml - 150 W	**AA -**
446775B	Kolbenwärmer 0-450°C, 500 ml - 260 W	**AA -**
446777B	Kolbenwärmer 0-450°C, 1000 ml - 350 W	**AA -**
Kolbenwärmer mit Rührwerk		
446776B	Kolbenwärmer mit Rührer 0-450 °C, 250 ml	**AA -**

Halbstarre Kolbenwärmer der MM-Serie

- **Gehäuse aus Stahl, Epoxydharzlackierung**
- **Wärmedämmung mit Keramikfasern**
- **Thermoregulation**
- **Mit ON/OFF-Taste**
- **230V – 50-60Hz**
- **Sicherheitsklasse 0**
- **IP 30**



Durchmesser Fläschchen (mm)	64	85	105	131	166
Kapazität Fläschchen (ml)	100	250	500	1000	2000
Temperatur °C	350	350	350	350	450
Genauigkeit (°C)	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Heizleistung (W)	130	180	250	450	600
Maße (øxH in mm)	185 x 145	185 x 145	205 x 150	245 x 175	310 x 210
Gewicht (kg)	1,5	1,5	1,8	2,4	5
Art. Nr.	**396000**	**396001**	**396002**	**396003**	**396004**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Spotflam

- **Flammenstift**
- **Flammentemperatur : 1.750 °C**
- **Heiztemperatur mit einer Hand einstellbar**
- **Akkulaufzeit über 5 h**
- **Wird mit C360-Patrone geliefert (Art. Nr. 060311)**
- **Wird mit einer Lötkolbenspitze geliefert**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
071129	Spotflam	**84,AA -**
060311	Butan-Gaskartusche 52 g CV360 (zu 6)	**AA -**

Sichere Spirituslampe

- **Geschraubte Spule**
- **Alkoholvolumen : 100 ml**
- **Breite Flasche : 7,5 cm**
- **Gesamthöhe mit Verschluss : 9,5 cm**
- **Wird komplett mit Docht, Spule, Kappe, Flasche geliefert**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068811	Alkohol-Lampe komplett	**AA -**
068812	Ersatzdocht	**AA -**

Piezo-Gasfeuerzeug



Elektronischer Gasanzünder Automatischer Piezo.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
424158	Piezo Gasanzünder	**AA -**

Streichhölzer



Praktisch in der 240er-Packung.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 3 X 240
006791	Streichholzschachtel	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com