FlameBoy



Der FlameBoy ist eine Flambierpistole mit Piezo-Zündung. Er ist in zwei Versionen erhältlich, von denen eine an eine zentrale Gasversorgung angeschlossen werden kann und die andere Gaskartuschen verwendet, um unabhängig betrieben werden zu können. Der FlameBoy eignet sich besonders gut für die Sterilisation vor Ort.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
060400	FlameBoy mit Gewinde Anschluss	AA -
060401	FlameBoy mit Adapter für Gaskartuschen	AA -

Zubehör für FlameBoy

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
060410	Adapter für den Anschluss von Patronen von Gas für den unabhängigen Gebrauch	1	AA -
060311	Butan-Gaskartusche 52 g CV360	6	AA -

Labogaz



Brenner : 071109



060415 und 071135

Tragbarer und autonomer Zusatzbrenner auf Butangaskartuschen. Keine Installation erforderlich.

- **Autonomie : mindestens 3,5 Stunden**
- **Einstellung des Durchflusses**
- **Ø x H (mm): 90 x 200 (Kartusche 130 mm + Brenner 70 mm)**

Labogaz 470

Wird mithilfe eines Rings direkt auf eine Patrone CV 300 Plus (240 g) oder CV 470 (450 g) geschraubt.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
071109	Labogaz 470 Brenner (ohne Kartusche)	AA -
060415	Butan-Ventilkartusche CV 470 Plus (450 g)	AA -
071135	Butan-Ventilkartusche CV 300 Plus (240 g)	AA -

Bunsenbrenner



Teclu Schnäbel

- **Luftregulierung**
- **Pilotflamme**
- **Max. 1300 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Art des Gases	CHF
076476	Schnabel Teclu 1,53 KW	Erdgas	AA -
076477	Schnabel Teclu 2,32 KW	Propan	AA -



Teclu-Schnabel mit Nadelventil

- **Luftregulierung**
- **Pilotflamme**
- **Max. 1300 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Art des Gases	CHF
076485	Schnabel Teclu 1,53 KW	Erdgas	AA -
076486	Schnabel Teclu 2,36 KW	Propan	AA -



Bunsenbrenner

- **Luftregulierung**
- **Max. 1300 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Art des Gases	CHF
076472	Bunsenbrenner 1,53 KW	Erdgas	AA -
076473	Bunsenbrenner 2,36 KW	Propan	AA -



Bunsenbrenner mit Nadelventil

- **Luftregulierung**
- **Pilotflamme**
- **Max. 1300 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Art des Gases	CHF
076482	Bunsenbrenner 1,53 KW	Erdgas	AA -
076483	Bunsenbrenner 2,36 KW	Propan	AA -



424015 424014

Meker Schnäbel

- **Luftregulierung**
- **Regelventil (unter dem Sockel bei der Mehrgasversion)**
- **Röhrchen Ø : 28 mm**
- **Kopf Ø : 32 mm**
- **Gewicht: 390 g**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
424014	Meker Schnabel für Erdgas	AA -
424015	Meker Multigas-Becher	AA -



Mikroschnabel mit Nadelventil

- **Luftregulierung**
- **Max. 1000 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Art des Gases	CHF
076480	Mikroschnabel	Erdgas	AA -
076481	Mikroschnabel	Propan	AA -