Kartuschenbrenner

- **Nadelventil**
- **Luftregulierung**
- **4 Brennermodelle, die nur für die Verwendung mit Gaskartuschen mit speziellem Mundstück, das nur auf diese Brenner passt, ausgelegt sind**

Art. Nr.	Bezeichnung	Temperatur (°C)	CHF
424000	Teclu Brenner	1450	**AA -**
424001	Bunsenbrenner	1420	**AA -**
424002	Mikrobrenner	1300	**AA -**
424003	Hochleistungsbrenner	1550	**AA -**



Gaskartusche

220 g, 400 ml, die speziell für die oben genannten Brenner entwickelt wurden.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
424004	Gaskartusche	**AA -**

Butanbrenner mit nachfüllbarem Tank

- **Piezoelektrische Zündung**
- **Maximale Temperatur 1300 °C**
- **Einstellbare Flamme**
- **Nachfüllbarer Butan-Tank**
- **Erhältlich als Fackel und Tischbrenner mit vertikaler oder schräger Flamme**



Modell	Fackelbrenner Dragon 100	Tischbrenner mit vertikaler Flamme Dragon 200	Tischbrenner mit schräger Flamme Dragon 220
Kapazität des Tanks (g)	40	35	35
Akkulaufzeit (min)	60	60	60
Maße L x T x H (mm)	137 x 79 x 161	115 x 79 x 92	115 x 78 x 94
Art. Nr.	**886044**	**886045**	**886046**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Gasschläuche mit Schellen oder gefalzt

Art. Nr.	Modell	ø innen x ø außen (mm)	Länge (m)	CHF
071118	Normagaz für Butan*	6 x 12	1,5	**AA -**
147600	Normagaz für Erdgas**	12 x 18	2	**AA -**
071121	Sertigaz für Erdgas	15 x 22	1,25	**AA -**

* mit Bändern, in Blisterverpackung ** ohne Bänder

Gasschläuche

Art. Nr.	ø innen x ø außen (mm)	ø außen Spitze (mm)	Länge	CHF
091853	10 x 14	20	500 mm	**AA -**
091854	10 x 14	20	600 mm	**AA -**
091855	10 x 14	20	750 mm	**AA -**
091856	10 x 14	20	1000 mm	**AA -**

Elektrobrenner 800 - 1000 °C

Ideal für die Arbeit unter der Dunstabzugshaube.

- **Korrosionsbeständiges Metallgehäuse**
- **Das konisch geformte Heizelement bündelt die Strahlung zur Oberseite des Brenners hin**
- **Einfaches Auswechseln des Heizkörpers**
- **Höhe: 180 mm**
- **Kostengünstig : 400 W**
- **Stromversorgung 230 V - 50 Hz**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
078522	Elektrischer Brenner 800 - 1000 °C	**AA -**

Elektrischer Brenner BECELEC 2

- **Alternative zum Bunsenbrenner**
- **Hoher Wärmefluss, der durch die Kombination von Widerstand und Reflektorschale erzeugt wird**
- **Erreicht 720 °C in weniger als 4 Minuten**
- **Maße (L x B x H) 31 x 20 x 11 cm**
- **Leistung 500 W**
- **Gewicht: 1,7 kg**
- **Durchmesser der Heizzone : 130 mm**
- **Nicht geeignet zum Läppen von Glaspipetten**



Lieferung komplett mit :
- Schaft
- Glashalter
- Schüssel aus Edelstahl
- Halterungen für Petrischalen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446772	Elektrischer Brenner BECELEC 2	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
446778	Flasche 1000 ml Gel Flam für BECELEC 2-Brenner	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com