
Universalbrenner



- Für Mikrobiologie, Bakteriologie und Zahnheilkunde
- Punktuell Wärme oder Schmelze einbringen
- Mit Mehrfach- und Sofortzündung durch einen Druckknopf
- Eingebautes Sicherheitsblockiersystem, verhindert versehentliches Anzünden
- Vorrichtung zur Regulierung der Flammenintensität
- Lässt sich mit einer einfachen Feuerzeug-Ersatzpatrone mit Gas füllen
- Für Butangas
- Lange Anzündzeit
- Stromversorgung durch 1,5-V-Batterie

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
341022	Universalbrenner	AA -

Elektrischer Schnabel MICROBIO




- Ermöglicht die Schaffung eines sterilen Raums und das Arbeiten mit Glas
- Vielfältige Anwendungen: Sterilisieren, Impfen und Gießen von Petrischalen, Pikieren, Erstellen von Pasteur- und Rechenpipetten, Kochen, Erhitzen
- Temperatur: 880 °C im Hochtemperaturbereich und 750 °C an der Oberfläche
- 2 Griffe für gefahrloses Bewegen
- Schutz durch schnelle Sicherung : F.5A.H.250V
- Rote Einschaltanzeige
- Mögliche Anschlussarten:
  - entweder direkt an eine 230-V-Netzsteckdose, um eine konstante Höchstleistung zu erzielen;
  - oder in Verbindung mit einem Temperaturregler, um eine einfache und stabile Temperatureinstellung zu ermöglichen

Maße (L x B x H) (mm)	145 x 110 x 130
Gewicht	2,3 Kg
Leistung	550 W
Netz	230 V - 50 Hz
Art. Nr.	**063114**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
063115	Temperaturregler	AA -
063117	MICROBIO-Halterung mit 2 Stäben, Stativtyp + 1 perforiertePlattform	AA -

Solaris Elektrobrenner



Solaris Elektrobrenner zur einfachen, schnellen und sicheren Sterilisation Ihrer Impfösen, Pinzetten und kleinen Instrumente.

- Sofortiger Einsatz ohne Wartezeit
- Infraroterkennung im Sterilisationszylinder, Zündung ohne Knopfdruck
- 4 Neigungswinkel verfügbar, praktische Instrumentenhalterung
- Programmierbare 5- oder 7-Sekunden-Sterilisation, die die Sterilisation vieler Instrumente nacheinander erleichtert

Sterilisation T °	900 - 1300 °C
Leistung	500 W
Stromversorgung	200-240 V , 50-60 Hz
Art. Nr.	**159604**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 2
159605	Quarzröhre für Solaris	AA -

Fuego-Sicherheitsbrenner



- Gehäuse aus Edelstahl und Glas
- UV- und lösungsmittelbeständig
- Sicherheitssystem mit Restwärmeanzeige
- Abnehmbarer Kopf aus Edelstahl und Keramik, autoklavierbar
- Modelle Fuego und Fuego Pro mit 2 Benutzerprofilen parametrisierbar
- Geliefert mit einem Rack für 3 Ösen

Modell	Fuego Basic	Fuego Basic RF	Fuego	Fuego Pro
Fußschalter	Kabelgebunden (im Lieferumfang enthalten)	Funksender (inkl.)	-	-
Infrarot-Sensor	-	-	Per Klick oder Doppelklick	
Alarme	Visuell		Sonor und visuell	
Temperierung auf beheizte Lösung	-		Von + 35 bis + 350 °C	
Maße L x T x H (mm)	103 x 130 x 49			
Gewicht (kg)	0,7			
Stromversorgung	100-240V, 50-60Hz			
Verwendung mit Akku	-	-	-	2 x AA
Art. Nr.	**788010**	**788011**	**788012**	**788013**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

* Nur mit Fuego und Fuego Pro kompatibel.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
788014	Schutzschirm	AA -
788015	Adapter für Thermoelement-Sonde *	AA -
788016	Thermoelement-Sonde Typ K zum Eintauchen *	AA -
788017	Adapter für C360-Patronen	AA -
060311	Butan-Gaskartusche 52 g CV360 (zu 6)	AA -
788018	Adapter für Patronen C206	AA -
110589	Patrone C206 (zu 6)	AA -